

医療器具（71）視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000
老眼鏡NVRD

- 【禁忌・禁止】
- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
 - 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

- 眼鏡レンズ（アクリル樹脂）1組とプラスチック眼鏡フレームからなる器具。
- 眼鏡レンズ（アクリル樹脂）1組と金属眼鏡フレームからなる器具。
- プラスチック製（アクリル樹脂）視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。 レンズ度数 +1.00から +0.50毎 +3.50まで6度数。

種類	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
	メタル		+1.00
	RD -A	ゴールド	+1.50
	プラスチック		+2.00
	RD -B	グレー	+2.50
	RD -C	サーモン	+3.00
			+3.50
	3種	3種	6 種



【動作原理】

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより視力を補正する、

【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- 老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、 度数の外観検査（検眼器、社内基準書に基づく）

【使用上の注意】

- 手元の見づらなくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1 pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス

福井県 福井市 文京 6－2 1－5

18BZ200051

18B3X00004

販売元 株式会社エニックス

福井県 福井市 菅谷 2－3－1 4

☎0776-21-4472

外国製造業者 WenZhou JiaGuang Optical Co.,Ltd

外国製造業者登録番号 BG10501326

Wezhou Yijiang Optical Co.,Ltd

外国製造業者登録番号 BG10501327