

医療器具 (71) 視力補正用眼鏡  
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000  
既成近眼メガネ

## 【禁忌・禁止】

- 見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 眼鏡用以外には使用しない事。

## 【形状・構造及び動作原理等】

## 構成

- 眼鏡レンズ（ポリカーボネイト樹脂）1組とプラスチックフレームからなる器具。
- プラスティック製（ポリカーボネイト樹脂）視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 近眼鏡。 レンズ度数-1.00から0.5毎-7.00 まで 13度数。

| 種類 | フレーム形状                   | フレームカラー     | レンズ度数 |
|----|--------------------------|-------------|-------|
|    | プラスチック<br>ポリカーボネイト<br>樹脂 | グレー<br>ブラウン | -1.00 |
|    |                          |             | 0.50毎 |
|    |                          |             | -7.00 |
|    | 1 種                      | 2 種         | 13度数  |

## 【形状 構造】

VAO1-GY



VAO1-BR



## 【動作原理】

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより  
視力を補正する、

## 【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

## 【使用方法】

- 眼鏡。 文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

## 【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査  
(検眼器、社内基準書に基づく)

## 【使用上の注意】

- 見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- この商品は、視力補正用眼鏡です。入浴時の視力補正を目的に製造しております。運転や運動などでの使用はおやめください。
- 長時間の連続使用はお控えください。万が一気分が悪くなったり、体調に変化があった場合はすぐに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 階段の昇り降りや段差のある所での使用は危険ですので、使用はおやめください。
- 高温の所での長時間の使用や保管は本体の故障や変形の原因となりますのでご注意ください。また、やけどや発火の恐れがありますので火気の近くに置かないでください。
- 化粧品や芳香剤などによる化学変化で物性低下を起こす恐れがあります。
- 使用後は、水で洗い流しメガネ用の柔らかい布で抑えるようにして水分を取り除いてください。
- レンズ、フレームにひび割れ、折れなどが発生した場合は直ちにご使用をおやめください。
  - お客様ご自身による分解、改造、変形は安全上または性質上に問題が生じる可能性がありますのでおやめください。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

## 【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

直射日光を避けなるべく涼しいところに保管してください。

## 【包装】

- 1 pc個装

## 【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス  
福井県 福井市 文京 6-2-1-5  
☎ 0776-21-5106

販売元 株式会社エニックス  
福井県 福井市 菅谷 2-3-14  
☎ 0776-21-4472

外国製造業者 APEX EYEWEAR PRODUCTS CO.,LTD  
外国製造業者登録番号 BG10501328