

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋
JMDNコード：70911000

再使用禁止

販売名 **テクメデック**

警告（記載なし）

【禁忌・禁止】

本品はアレルギーの原因となる天然ゴムを含んでいます。
天然ゴムに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある方は使用しないでください。
再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】



- ・形状：左右兼用型平手タイプ
- ・パウダーフリー
- ・表面はエンボス加工
- ・未滅菌タイプ
- ・主原料：天然ゴム
- ・低たんぱく：50 μ g/g 以下
- ・サイズ：XS・S・M・L（左右兼用）

【使用目的又は効果】

本品は歯科治療ならびに歯科診察時に用い、交差感染を防止する目的で使用する。

【使用方法等】

包装箱より取り出し（左右兼用）、手に装着し使用。

【使用上の注意】

本製品の上記使用目的以外の使用はおやめ下さい。
本品は、天然ゴムを主原料としています。
アレルギー対策を施してありますが、万一皮膚に異常がみられた場合は直ちに使用を中止し、専門医師の診察を受けて下さい。
本品は使いきり用です。複数回の使用や複数の患者さんに対する使用は避けて下さい。
鋭利なものに触れた場合、手袋は破れます。ご注意ください。
万一、製品に破損やピンホール等の異常が認められる場合は使用しないで下さい。

【保管方法】

本製品は高温多湿な場所をさけて保管して下さい。
開封後は劣化防止のため本製品が紫外線、蛍光灯に直接あたる場所での保管はさけて下さい。

【使用期間】

製造年月日より3年（自己認証による）。
製造年月日は包装箱裏面に記載。

【製造元】

TECMEDIC (M) SDN BHD [Malaysia]

【製造販売業者の名称及び住所等】

名称：有限会社エムコーポレーション
住所：名古屋市中村区名駅三丁目18番5号
電話番号：052-583-8300