

医04 整形用品
 一般医療機器 開腹術用スポンジ 15085000

ドレナーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

**【使用方法等】

- **・使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
 - ・滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌ができる。

*【使用上の注意】

- ・本品の使用は一回限りです。再使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
- *・使用時に包装が破損または汚損している場合には使用しないこと。
- *・紐が可動式となっているタイプは、紐が脱落しない様に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

**【形状・構造及び原理等】

**■形状

綿100%の平織りガーゼ数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したもの。本品は、角に柄を縫い付けたもの（柄付きガーゼタイプ）、または柄が付いていないもの（柄無しタイプ）、または可動する紐を通したものの（可動式紐タイプ）がある。白い布で、におい及び味はない。

**■材質

セルロース

**■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

*【使用目的又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する事を目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。