

バイコン外科手術用キットⅡ

【禁忌・禁止】

- ・本品を歯科インプラント手術以外の用途に使用しないことしないこと。
- ・劣化や異常が見られたときは使用しないこと。
- ・器具の形状変更や改造をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は以下の構成品から構成されている。

1)パイロットドリル



2)エクステンション

2)-1 ハンドリーマーエクステンション



2)-2 ラッチリーマーエクステンション



3)スタンダードラッチリーマー



4)ミッドサイズラッチリーマー



5)トレフィンバー



6)ストレートステルスラッチドライバー



7)ガイドッドスピードドリル



8)ガイドッドティッシュパンチ



9)ガイドッドサージェリーリーマー



10)ハンドリーマー



11)ハンドリーマーリムーバルレンチ



12)パラレリングピン



13)ゲージ

13)-1 デプスゲージ/ボーングラフトブラガー



13)-1-①ハンドル



13)-1-②スレデットボーンブラガー



13)-1-③オステオトームデプスゲージ



13)-2 アバットメントショルダーデプスゲージ



14)スレデットコンポーネント

14)-1-①スレデットストレートハンドル



14)-1-②スレデットオフセットハンドル



14)-2 スレデットノブ



15)シーティングチップ

15)-1 インプラントシーティングチップ



15)-2 アバットメントシーティングチップ



16)インサーター/レトリバー



17)オステオトーム



18)ガイドピン



19)サルカスリーマー



20)外科用マレット



21)ヒーリングプラグリムーバルインストルメント



22)ヒーリングプラグカッター



23)自家骨ミキシングボール



24)スレデットアバットメントプレップホルダー



24)－1 ハンドル



24)－2 アバットメントプレップホルダーチップ



25)フォーセプス

25)－1 アバットメント保持用フォーセプス



25)－2 アバットメント除去用フォーセプス上顎用



25)－3 アバットメント除去用フォーセプス上顎用



2. 主成分：チタン合金、ステンレス鋼他

3. 原理

- 1) 能動型機器に取り付ける器具（1～9）
アングルハンドピースに取り付け自動的に高速回転させることにより、手動では行うことが出来ない組織や骨の切削、切除、穿孔等を可能にする。
- 2) 手動で使用する器具（10～25）
能動型機器を利用しない手術手順において利用する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術における組織又は骨等の切削、切除、穿孔等に用いる能動式及び手動式器具、並びに歯科用インプラントの外科手術において非侵襲的に使用する手動式器具である。

【使用方法等】

1. 使用前にオートクレーブ（132℃、15 分）での滅菌が完了していることを確認する。
2. 適当な器具をストレート・ギアードアングルハンドピースに取り付ける。
3. 適切に処置を行う。
4. 手術の間、使用済の器具は生理食塩水あるいは蒸留水に浸しておく。
5. 手術後、洗浄のためにすべての使用した器具はアルコールに浸す。
6. 血液や不純物を完全に取除くため蒸留水あるいは流水で洗浄する。
7. 乾いた布で拭くか温風循環器で完全に水分を取り除く。
8. オートクレーブ（132℃、15 分）で滅菌、乾燥させ、室温で保管する。

【使用上の注意】

- ・術者は、バイコンインプラントシステム及び必要な手技等を熟知したうえで使用すること。
- ・バイコンインプラントシステムを適用するインプラント手術以外には使用しないこと。
- ・素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
- ・金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
- ・使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
- ・洗浄、消毒、滅菌後には、十分に水分を除去して保管して下さい。
- ・磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - (1)水のかからない場所に保管すること。
 - (2)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - (3)傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などを安定状態に注意すること。
 - (4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社エムビーエス
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-16-3 外神田 MN ビル
TEL：03-5688-3350 FAX：03-5688-3351

外国製造業者：バイコンエルエルシー（米国）
Bicon, LLC.

使用説明書を必ずご参照ください。