

機械器具(16)体温計

管理医療機器 耳赤外線体温計(17887000)

耳赤外線体温計 IRT6510

【禁忌・禁止】

- ・検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
- ・人の体温測定以外に使用しないでください。
- ・お子様だけで使わせないでください。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

A. 本体



B. プローブカバー (別売)

製品名: BRAUN ThermoScan Lens filter



2. 原材料

ポリプロピレン、ABS 樹脂、ポリカーボネート他

3. 原理

鼓膜周辺から発せられる赤外線の放射量をプローブ先端部で読み取り、その放射量を舌下温度に換算し、体温をディスプレイにデジタル表示する。

4. その他仕様

電気的分類: 内部電源機器、BF 形装着部

電源電圧: 3.0V

使用電池: 単三電池 2 本

【使用目的又は効果】

人の鼓膜及びその周辺の赤外線を測定することによって当該部位の温度を測定することにより、体温を測定し、デジタル表示をする。

【使用方法等】

1. 保護ケースから取り出し、電源ボタンを押し電源を ON にする。
2. プローブカバーが取り付けられていることを確認し、プローブを外耳道に入れる。
3. スタートボタンを押し測定を開始する。
4. 検温が終了したことを電子音で確認する。
5. ディスプレイに表示された体温を確認し、電源ボタンを押し電源を OFF にする。
6. プローブカバーを取り外し、新しいプローブカバーを取り付ける。

【使用上の注意】

- (1) プローブカバーは使用毎に交換してください。また、指定外のプローブカバーは併用しないでください。
- (2) 体温測定は同一部位で一定時間行ってください。
- (3) 運動、入浴、食事の後約 30 分間は測定を避けてください。
- (4) 測定部位に汚れがついていたらよくふき取り、検温の精度を上げる為 10 分程度時間を空けてから測定してください。
- (5) 水中に放置したり、水道の蛇口に直接あてないでください。
- (6) 人の体温以外の測定には使用しないでください。
- (7) 体温測定以外の目的で使用しないでください。
- (8) 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- (9) 修理、改造、分解は行わないでください。
- (10) 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。
- (11) 検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法

高温や直射日光があたる場所、湿気が強い場所、ホコリが多い場所、腐食性のガスが発生する場所に保管しないでください。長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

2. 使用期間

標準的な使用期間の目安: 5 年 (自己認証による)
約 10000 回使用することができます。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を洗浄する場合は、水洗いはせず、乾いたもしくは水をよく絞った布で汚れを拭き取ってください。
2. 綿棒や布などにアルコールを染み込ませ、プローブ先端の表面を軽く拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者: 株式会社エムビーエス

東京都千代田区外神田 6-16-3 外神田 MN ビル

TEL: 03-4588-9033

外国製造業者: キートロニックコーポレーション (メキシコ)
(Key Tronic Corporation)

外国指定高度管理医療機器製造等事業者:

Kaz Europe Sàrl (スイス)

Place Chauderon 18 1003 Lausanne Switzerland

取扱説明書を必ずご参照ください。