

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用穿孔器 JMDN コード 12989002
ドリームタッチ

再使用禁止

【警告】

誤った使用をすると、血液を介して感染の恐れがあるため
「使用上の注意」に特に注意すること。

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止。使用後は破棄し、再使用、再滅菌は行わないこと。
2. 使用目的又は効果に記載された適用以外の用途への使用禁止。

【形状・構造及び原理等】


本品は、軟部組織又は骨(以後、組織と記載)に貫通させるために用いる金属製の器具である。組織等に装身具ピアス装着用の孔を形成するための穿孔器であり、本体は留め具を収納したオススライダーと穿孔針を収納したメススライダーからなる。この2つの支持部を強く握ることにより、穿孔針と留め具とを嵌合させ、組織等に孔をあけることができる。

<構造図（代表図）>

（耳・軟骨用）



（鼻用）



【使用目的又は効果】

本品は組織または骨の穿孔に用いる。装身具ピアス装着用の孔を形成する穿孔器である。

【使用方法等】

<耳・軟骨用の場合>

- ① 穿孔針と留め具の間に組織が入るように挟む。
- ② ピアス（穿孔針）の先端をピアシングしたい箇所に合わせる。
- ③ スライダーを押し込むと穿孔針が組織を貫通し、留め具と嵌合する。
- ④ 最後にスライダーをゆっくり外す。

<鼻用の場合>

- ① 穿孔針とダミー留め具構造の間に組織が入るように挟む。
- ② ピアス（穿孔針）の先端をピアシングしたい箇所に合わせる。
- ③ スライダーを押し込むと穿孔針が組織を貫通し、ダミー留め具構造と嵌合する。
- ④ 最後にスライダーをゆっくり外す。

【使用上の注意】

- ① 本品は滅菌されております。開封後はすぐに使用すること。
- ② 包装が破損、汚損している場合は使用しないで下さい。
- ③ 一度スライダーを押し込むと二度打ちできません。試し打ちは絶対にしないこと。
- ④ 耳・軟骨用に関しては、穿孔針と留め具が本体に正しくセットされているか確認すること。鼻用に関しては、穿孔針が正しくセットされているか確認すること。
- ⑤ 使用後、ピアス(穿孔針)と留め具に穿孔部位が圧迫されまったく余裕がない場合は、穿孔針と留め具が埋没する可能性があるため、直ちに抜去すること。
- ⑥ 使用後、穿孔部に多量の出血あるいは内出血や異常な痛みを訴えた場合は、直ちにピアス(穿孔針)及び、耳・軟骨用に関しては留め具を抜去し、局部を観察のうえ、適切な処置をすること。
- ⑦ 健康状態の悪い方、皮膚に異常のある方、出血しやすく血の止まりにくい方、妊娠中の方、穿孔部位の厚さが厚い方は使用しないこと。
- ⑧ 本品は低アレルギー性ですが、稀に腫れ、発赤、かゆみや出血などの症状があらわれることがあります。その際には局部を観察のうえ、適切な処置をすること。
- ⑨ ピアシング直後は痛みや腫れを伴うことがありますが、すぐに治まります。数日たっても腫れが引かず、異常を感じたときは、速やかに医師の診断を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて、室温保存すること。

有効期間・使用の期限

箱の使用期限欄を参照のこと。

【包装】

1 個/箱

【製造販売及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

株式会社エクスプロア

〒181-0005 東京都三鷹市中原3-10-27

TEL 042 (226) 9807

製造元

ジャスベック株式会社