

機械器具 51 医療用管路及び体液誘導管
一般医療機器 気腹用チューブ（70353000）

ディスポーザブル注入チューブセット（50L）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・ 本品は滅菌品であり単回使用のため、再滅菌、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

*1 形状・構造・構成ユニット

本品は、腹腔鏡術用気腹器用注入用チューブセットおよび注入用加熱チューブセットである。

名称	外観
注入用チューブセット	
注入用加熱チューブセット	

*2 原材料

主材料：PVC

【使用目的又は効果】

本品は、腹腔鏡術用器気腹器と気腹針又はトラカールとの接続に用いる、フィルター付きの柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

＜使用方法＞

本品は滅菌済みのため、開封後ただちに使用可能である。

- (1) 滅菌包装より無菌的に取り出す。
- (2) 気腹装置側チューブのコネクタを、気腹装置に接続する。
- (3) 患者側チューブのコネクタを、気腹針やトラカール等に接続する。
- (4) コネクタが確実に接続されていることを確認し、送気を行う。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ 本品は滅菌済み単回使用製品であり、1 回限りの使用で廃棄し、再使用しないこと。
- ・ 再滅菌しないこと。
- ・ 複数の患者には使用しないこと。
- ・ 包装が破損・汚損・異物などの異常が認められた場合は、使用しないこと。
- ・ 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- ・ 本品を使用目的以外の用途に使用しないこと。
- ・ 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- ・ 使用前に、本品が適切に機能するかどうかを確認すること。
- ・ 使用時に、コネクタが気腹装置と気腹針またはトラカールと確実に接続され、漏れが無いことを確認すること。
- ・ 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光および水濡れを避け室温で保管すること。

* ＜有効期間＞

名称	再使用可能な回数
1 注入用チューブセット	3 年半 [自己認証（製造業者のデータ）による]
2 注入用加熱チューブセット	5 年 [自己認証（製造業者のデータ）による]

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 AJMD 株式会社

info@ajmd-medical.com

製造業者 Novanta Medical s.r.o.（チェコ）

販売業者 株式会社アダチ