

カラークランプ

【禁忌・禁止】

- この製品は金属を使用している。金属アレルギーの既往症のある患者に使用する際は十分な監視を行い、アレルギー症状が現れた場合はすぐに使用を中止し専門医に相談すること。
- 本品を漂白剤に浸さないこと。スチールウール及び金属製のブラシで本品を洗淨しないこと。破損の恐れがある。

【形状・構造及び原理等】

本品はラバーダムを挟み込んで留めるものであり、羽付きと羽無しのものがある。各寸法は次のとおり。



羽付き



羽無し

写真は製品の例を示す。

寸法

羽付き型番	寸法 mm (高×幅×奥行)	カラー コード
H09957	15×17×12	茶
H09958	20×20×12	緑
H09959	19×20×13	赤
H09960	19×21×12	水色
H09961	18×20×12	黒
H09962	19×27×14	オレンジ
H09963	18×18×12	黄色
H09964	18×18×12	ピンク
H09965	18×18×15	青
H09966	9 種セット	

主材料:SUS420

羽無し型番	寸法 mm (高×幅×奥行)	カラー コード
H02794	11×18×11	茶
H02795	14×20×11	緑
H02796	14×18×11	赤
H02797	16×17×11	水色
H02798	18×18×13	黄色
H02799	16×18×13	黒
H02800	20×28×13	オレンジ
H02801	9 種セット	
H02802	14×18×13	青
H02803	18×18×10	ピンク

主材料:SUS420

【使用目的又は効果】

デンタルダムパンチ(届出番号13B1X10231000128推奨)で穴をあけて歯牙に被せるラバーダムを留めるために用いる。簡易防湿材の保持のために用いることもある。

【使用方法等】

- ① デンタルダムパンチ(届出番号 13B1X10231000128 推奨)を用いてラバーダム(販売名 ELASTI-DAM デンタルダム届出番号 13B1X10231000103 推奨)に穴をあける。
- ② 露出させた処置歯の歯頸部に本品を用いてラバーダムを固定する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- 使用前に必ず洗淨し、高圧蒸気滅菌器にて滅菌すること。
- 使用後は温水で洗淨後、超音波洗淨器を使用して付着物を完全に取り除くこと。洗淨後は十分に乾燥させること。
- 高圧蒸気滅菌器を使用する際は130℃で15分行うこと。
- 本品は歯科用以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管してください。

【使用期限】

10 年[自己認証(製造元データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD株式会社

電話番号:03-5614-0733

外国製造業者 Colte()ne/Whaledent Inc.,
コルテン/ウェルデント インク
(アメリカ合衆国)

販売業者 東京歯科産業株式会社

電話番号:03-3831-0176