

デンタルダムパンチ

【禁忌・禁止】

- この製品はステンレスを使用している。金属アレルギーの既往症のある患者に使用する際は十分な監視を行い、アレルギー症状が現れた場合はすぐに使用を中止し専門医の診察を受けさせること。
- 本品を漂白剤に浸さないこと。スチールウール及び金属製のブラシで本品を洗淨しないこと。破損の恐れがある。

【形状・構造及び原理等】

本品の先端にてラバーダムに、様々なサイズの孔を開けることができる。



写真は製品の例を示す。

寸法

寸法 mm (幅×長)		重量
H01261	25×168	167 g

主材料 ステンレススチール

【使用目的又は効果】

ラバーダムに様々なサイズの孔を開けるために用いる。

【使用方法等】

本品の先端にてラバーダム（販売名 ELASTI-DAM デンタルダム 届出番号 13B1X10231000103 推奨）を挟み、孔を開ける。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 使用前に洗淨および高圧蒸気滅菌器にて滅菌を行うこと。
- 損傷、摩耗、又は機能していない部位がないかを必ず点検すること。
- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- 使用後は温水で洗淨後、超音波洗淨器を使用して付着物を完全に取り除くこと。洗淨後は十分に乾燥させること。
- 高圧蒸気滅菌器を使用する際は130℃で15分間行うこと。
- 洗淨、消毒、滅菌後の器具のさびやシミ等の原因になるので十分に乾燥させてから保管すること。
- 本品は歯科用以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。
錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。
ヨードグリセリンなどの化学薬品と一緒に収納保管しないこと。
機能の低下が特に目立った場合は使用を止めること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD株式会社

電話番号：03-5614-0733

外国製造業者 Colte(')ne/Whaledent Inc.,

コルテン/ウエルデント インク

(アメリカ合衆国)

販売業者 東京歯科産業株式会社

電話番号：03-3831-0176