

機械器具 25 医療用鏡
一般的医療機器 顕微鏡付属品 JMDN コード 37294000

Imaging ポート

【禁忌・禁止】

1. 故障修理は、認定エンジニアのみが行うこと。
2. 測定機能付き機器またはナビゲーション機能付き機器と併用しないこと。
3. 太陽光やその他の光源を装置を使用して見ないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

*本品は、眼科、歯科、耳鼻科用顕微鏡等とカメラを接続し、インターフェースとして機能することを目的とした顕微鏡用アダプタである。

2. 構成

本品は、ストレート型とL型の2つの型があり、ポート 4K-Imaging Port がある。



(ストレート型)

(L 型)

3. 寸法及び仕様

ストレート型: $\phi 37.00 \times 60.47$ mm 重量: 95 g

L 型: 74.50×84.00 mm 重量: 218 g

【使用目的又は効果】

*眼科、歯科、耳鼻科用顕微鏡等とカメラを接続し、インターフェースとして機能することを目的とする。

【使用方法等】

・併用医療器械等

*眼科、歯科、耳鼻科用顕微鏡等、カメラ(C-mount 付)

・使用方法

1. 顕微鏡へ接続し固定する
2. カメラを接続する

※詳細は、取扱説明書を参照すること。

・動作環境

温度: $+10 \sim +40^{\circ}\text{C}$

相対湿度: $30 \sim 90\%$ (結露なきこと)

気圧: $70 \sim 106$ kPa

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品の取扱説明書また、接続される他の機器の取扱説明書に従い取り付けること。
- ・他の接続する装置の電源コード、付属品に破損がないことを確認すること。
- ・0度以下の環境で装置を運送した場合、室内温度で最低48時間放置する必要がある。装置が環境に順応されないままの使用はしないこと。

＜使用上の注意＞

- ・測定機能付き機器または、ナビゲーション機能付き機器と併用しないこと。
- ・取り付けの際、本装置、他の装置が転倒しないように十分注意すること。
- ・故障修理は、認定エンジニアのみが行うこと。
- ・装置及び、患者に異常が見られた場合には直ちに使用を中止すること。
- ・太陽光または、光源を装置で見ないこと。
- ・一年に一度、安全点検を行うこと。
- ・光源により装置が熱くなることがあるため、必要に応じて使用時間を短くし、使用以外では光源の電源を切ること。
- ・装置内に液体が浸透した場合、検査のために返品すること。

【保管方法及び有効期間等】

・保管方法

温度: $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$

相対湿度: $10 \sim 95\%$

気圧: $50\text{KPa} \sim 106\text{KPa}$

・保証期間

1 年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD 株式会社

電話番号: 03-5614-0733

外国製造業者 CJ-Optik GmbH & Co.KG

シージェイオプティク ゲーエムベーハーウントコ
ーカーゲー (ドイツ)

取扱説明書を必ずご参照ください