

ダイアテック ダイヤモンドディスク

【禁忌・禁止】

1. 歯科技工用ハンドピース等を使用すること。それ以外の器具では絶対に使用しないこと。
2. 歯科技工用ハンドピース等に本品を挿入する場合、歯科技工用ハンドピース等の奥底まで確実に挿入すること。
3. 器具を落下させないこと。又、強い衝撃を与えないこと。
4. 本製品は歯科有資格者以外は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸部と頭部（作業部）から構成され、作業部寸法、作業部ダイヤモンド粒度の違いにより複数の種類から構成される。

作業部径 (1/10mm)	非金属の研削 推奨回転数 (min ⁻¹)	金属の研削 推奨回転数 (min ⁻¹)
160	7,000—14,000	14,000—20,000
190	5,000—10,000	10,000—15,000
220	4,500—9,000	9,000—14,000

頭部原材料: ステンレス鋼

ダイヤモンド砥粒

軸部規格: ISO1797-1 に準ずる

ダイヤモンド粒度: スタンダード 90 μm
フレックス 75 μm
スーパーフレックス 45 μm
ウルトラフレックス 30 μm

【使用目的又は効果】

ダイヤモンドを用いる技工用研削材

【使用方法等】

併用医療機器: 歯科用ハンドピース等

歯科技工用ハンドピース等に装着し、回転させてソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研削を行う。

使用方法等の詳細は本添付文書にあわせて歯科技工用ハンドピース等の取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ハンドピースメーカーの指定に従って本品を確実に奥まで挿入すること。
- 装着後の注意: 装着後は本品先端部への軽微な接触でもハンドピース等の荷重が加わり、大きな曲げの力がバーに掛かるので装着後の取り扱いには十分に注意すること。
- 使用前に予備回転させブレの無いことを確認すること。

- 保護眼鏡等の使用: 使用時は目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用すること。

- 洗浄上の注意:

- ① 使用後は、水等を用いて速やかに洗浄すること。
- ② 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた用法、用量を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 洗浄後は水分を除去し、必ず乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- 常温、常湿にて保管すること。
- 電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
- 「もらいさび」を防ぐため、下記のことにご注意すること。
 - ① 錆びている器具と一緒に保管しないこと
 - ② 化学薬品と一緒に保管しないこと
 - ③ 保管庫等の内部に発生した錆や汚れに注意すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	AJMD 株式会社 電話番号: 03-5614-0733
製造業者	コルテン／ウェルデント社
国名	スイス
販売業者	コルテンジャパン合同会社 電話番号: 042-595-6945