

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント（31872000）

GP ポイント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科で使用する X 線不透過性の根管充填ポイントである。
本品は、カラーコードの付け方、形状、組合せにより次のシリーズがあり、それぞれのシリーズ毎に各サイズがある。

- (1) ROEKO Guttapercha Points Top color
- (2) ROEKO Guttapercha Points
- (3) HyFlex CM Guttapercha Points
- (4) HyFlex EDM Guttapercha Points

2. 形状

- (1) ROEKO Guttapercha Points Top color
- (2) ROEKO Guttapercha Points

サイズ	カラーコード	テーパー	全長 (mm)
15	白	0.02	30
20	黄	0.02	30
25	赤	0.02	30
30	青	0.02	30
35	緑	0.02	30
40	黒	0.02	30
45	白	0.02	30
50	黄	0.02	30
55	赤	0.02	30
60	青	0.02	30
70	緑	0.02	30
80	黒	0.02	30
90	白	0.02	30
100	黄	0.02	30
110	赤	0.02	30
120	青	0.02	30
130	緑	0.02	30
140	黒	0.02	30

(3) HyFlex CM Guttapercha Points

表示番号	サイズ	カラーコード	テーパー	全長 (mm)
020 04	20	黄	0.04	30
025 04	25	赤	0.04	30
030 04	30	青	0.04	30
035 04	35	緑	0.04	30
040 04	40	黒	0.04	30

表示番号	サイズ	カラーコード	テーパー	全長 (mm)
045 04	45	白	0.04	30
050 04	50	黄	0.04	30
060 04	60	青	0.04	30
020 06	20	黄	0.06	30
025 06	25	赤	0.06	30
030 06	30	青	0.06	30
035 06	35	緑	0.06	30
040 06	40	黒	0.06	30
045 06	45	白	0.06	30

(4) HyFlex EDM Guttapercha Points

表示番号	サイズ	カラーコード	テーパー	全長 (mm)
025 08	25	赤	0.08	30
020 05	20	黄	0.05	30
040 04	40	黒	0.04	30
050 03	50	黄	0.03	30
060 02	60	青	0.02	30
030 04	30	青	0.04	30

3. 原材料

- ・トランス-1,4-ポリイソブレン
- ・酸化亜鉛
- ・硫酸バリウム
- ・ベンガラ
- ・その他

4. 原理

適度な弾性と柔らかさを備えた根管充填用ポイントである。形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択し、側方加圧時の圧接により封鎖が行える。

【使用目的又は効果】

本品は、根管の充填に用いる。

【使用方法等】

- (1) 充填予定の根管を清潔にし、乾燥する。
- (2) 形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択する。
- (3) 本品に根管充填用シーラをつけ、本品を形成された根管の先端まで差し込む。
- (4) さらにアクセサリポイント等を本品の回りに差し込みスプレッダーを用いて、本品に側方圧を加え、根管空隙が充塞されるように本品を順次追加して挿入する。
- (5) 根管口から出ている余分な本品上部を切除する。

****【使用上の注意】**

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

＜重要な基本的注意＞

本品を根管内に装着する時、根尖孔から突出させないように、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者： AJMD 株式会社
03-5614-0733

製 造 業 者： Colte(`)ne/Whaledent GmbH + Co.KG
(ドイツ)

販 売 業 者： 東京歯科産業株式会社
03-3831-0176