

* GP ポイント（MicroMega One RECI Guttapercha Points）

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

* 1. 概要

本品は、歯科で使用する X 線不透過性の根管充填ポイントである。

* 2. 形状

(1) MicroMega One RECI Guttapercha Points

表示番号	サイズ	カラーコード	テーパー	全長 (mm)
020 04	20	黄	0.04	30
025 04	25	赤	0.04	30
035 04	35	緑	0.04	30

* 3. 原材料

- ・ トランス-1,4-ポリイソブレン
- ・ 酸化亜鉛
- ・ 硫酸バリウム
- ・ ベンガラ
- ・ その他

4. 原理

適度な弾性と柔らかさを備えた根管充填用ポイントである。形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択し、側方加圧時の圧接により封鎖が行える。

【使用目的又は効果】

本品は、根管の充填に用いる。

【使用方法等】

- (1) 充填予定の根管を清潔にし、乾燥する。
- (2) 形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択する。
- (3) 本品に根管充填用シーラをつけ、本品を形成された根管の先端まで差し込む。
- (4) さらにアクセサリポイント等を本品の回りに差し込みスプレッダーを用いて、本品に側方圧を加え、根管空隙が充塞されるように本品を順次追加して挿入する。
- (5) 根管口から出ている余分な本品上部を切除する。

【使用上の注意】

<使用注意（次の患者には慎重に適用すること）>

本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

<重要な基本的注意>

本品を根管内に装着する時、根尖孔から突出させないよう、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者： AJMD 株式会社

03-5614-0733

製造業者： Colte(`)ne/Whaledent GmbH + Co.KG
(ドイツ)

販売業者： 株式会社日本歯科商社

03-3625-3111