

プログラム 1 疾病診断用プログラム
管理医療機器 パルスオキシメータ用プログラム (17148072)
リング O2 解析プログラム

【形状・構造及び原理等】

＜提供形態＞
記録媒体

＜原理＞

本プログラムは、パルスオキシメータから得られた情報をさらに処理して診断等のために表示するプログラムである。
パルスオキシメータ本体の内蔵メモリから、データ転送ケーブルによって測定データをダウンロードし、当該データをさらに処理して動脈血酸素飽和度や脈拍数のヒストグラム集計、トレンドグラフ表示のほか、ODI（酸素飽和度低下指数）等のデータ解析及び表示を行う。解析結果を保存することができる。
当該解析結果は、医師が診断等のために使用する。

＜併用機器＞

リング O2（一般的名称：パルスオキシメータ）
認証番号：230AGBZX00019000

＜同梱品＞

データ転送ケーブル

【使用目的又は効果】

パルスオキシメータから得られた情報をさらに処理して診断等のために使用する医療機器プログラムである。

【使用方法等】

詳細は、本プログラムの取扱説明書（電子マニュアル）を参照してその内容に従うこと。

使用方法

1. 準備

- (1) インストール先の機器の電源を入れる。
- (2) 本プログラムをインストールし、起動する。

2. 操作

- (1) パルスオキシメータとパソコンをデータ転送ケーブルで接続する。
- (2) 測定データが取得され、解析結果が表示される。
- (3) 保存する。

3. 終了

- (1) 画面右上の図をクリックして本プログラムを終了させる。
- (2) 必要に応じて電源を切る。

＜動作環境＞

インストール可能な汎用 PC 及び組み合わせる表示モニタ等
安全性：JIS C 6950-1 適合
EMC：CISPR 22 / CISPR 24、CISPR 32 / CISPR 35
または VCCI 適合

汎用 PC 性能

OS：Windows8.1
HDD（空き容量）：85MB 以上
メモリ：256MB 以上（512MB 以上を推奨）

表示モニタ

解像度：1024×768 ピクセル以上
カラー表示

通信規格：USB-HID

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本プログラム（のデータ）は患者の診断において付加的に使用されるものである。臨床の所見、症状により総合的に判断すること。
2. 本プログラムを使用する際は、必ず動作環境に記載の条件で使用する。
3. データを送信する際に使用するパソコン等ではファイアウォール設定やマルウェア対策を行うこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ
東京都文京区本郷一丁目28番10号 本郷TKビル
TEL：03-3818-6622

製造業者

シンセン ビアトム テクノロジー
Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
（中華人民共和国）

取扱説明書を必ずご参照ください