

AQB・ABIインプラント株式会社

* 2021年7月（第2版）
2019年3月（初版）

届出番号：11B1X10027000030

類別：機械器具58 整形用機械器具
一般医療機器 一般的名称：歯科インプラント補綴用器具（JMDNコード 70722000）

AQBアバットメントレプリカ

【禁忌・禁止】

- ・当社AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）及びAQBABIインプラントの手術以外に使用しないこと。
〔磨耗、破損の可能性があります〕
- ・口腔内での使用に際しては歯肉が完全に治癒した症例にのみ使用すること。〔細菌感染の可能性があります〕
- ・誤飲誤嚥に注意すること

【形状・構造及び原理等】



基本形状

型番	基本形状（色）	対応のAQBインプラントアバットメントの型番*
ストレートSS	ストレートタイプ（白）	ストレートアバットメントSS
ストレートS		ストレートアバットメントS
ストレートM		ストレートアバットメントM
ストレートL		ストレートアバットメントL
ストレートWS		ストレートアバットメントWS
ストレートWM		ストレートアバットメントWM
ストレートWL		ストレートアバットメントWL
アングル15SS	アングルタイプ 角度：15度（青）	アングルアバットメント15SS
アングル15S		アングルアバットメント15S
アングル15M		アングルアバットメント15M
アングル15L		アングルアバットメント15L
アングル15WS		アングルアバットメント15WS
アングル15WM		アングルアバットメント15WM
アングル15WL		アングルアバットメント15WL
アングル25SS	アングルタイプ 角度：25度（緑）	アングルアバットメント25SS
アングル25S		アングルアバットメント25S
アングル25M		アングルアバットメント25M
アングル25L		アングルアバットメント25L
アングル25WS		アングルアバットメント25WS
アングル25WM		アングルアバットメント25WM
アングル25WL		アングルアバットメント25WL

※本品の型番はAQBインプラントアバットメントに対応する。

原材料：スチレン系熱可塑性エラストマー

原理：本品は、AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）のアバットメントと長さ、角度、最大径は、ほぼ同じに設計されている。従って、AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）の模擬アバットメントとして機能し、アバットメント選択を補助する。

* 【使用目的又は効果】

AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）又はAQBABIインプラントの補綴物の設計・製作時、口腔内インプラントにあわせてアバットメントを選択する際の模擬アバットメントとして使用する。

【使用方法等】

(1) 模型上で使用する場合

口腔内を再現した顎模型内に留置されているインプラントアナログに、想定しているアバットメントに対応した型番のアバットメントレプリカを挿入し、歯肉との接触状態、対合歯とのクリアランス、隣接する残存歯又はインプラントの並行性の確認等を行う。

(2) 口腔内で使用する場合

口腔内のインプラント体に、想定しているアバットメントに対応した型番のアバットメントレプリカを挿入し、歯肉との接触状態、対合歯とのクリアランス、隣接する残存歯又はインプラントの並行性の確認等を行う。その際、本品の使用直前に、本品を薬液殺菌（ヒビテンアルコールにより処理）する。また、この使用ケースは、歯肉の治癒が完了したインプラント体に対して行う。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

【取り扱い上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品の使用に際し、術式マニュアル等を理解したうえで、適切な手順に従い、使用すること。
- (2) AQBインプラントの取扱説明書等を参照の上、正しい使い方により操作すること。
- (3) 使用前に破損など使用に支障がないか確認すること。また、刻印されているサイズが意図したサイズであることを確認すること。
- (4) アバットメントレプリカは各種フィクスチャー、インプラントアナログに確実に装着して使用すること。
- (5) 口腔内で使用するにはアバットメントレプリカを通法に従い、薬液殺菌し、歯肉の治癒が終了した症例にのみ使用すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本品の摩耗、破損、変形、汚れ具合を点検し、使用に支障のないよう、清潔に保管すること。
- (2) 口腔内で使用した場合、使用後、早急に唾液等の汚物を除去し、感染防止のため、洗浄・通法に従い薬液殺菌（ヒビテンアルコールにより処理）を行うこと。
- (3) 使用後は超音波洗浄機等で洗浄し、乾燥させてから専用ケースの所定の場所に間違えないように戻すこと。
- (4) 紫外灯下での保管は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所】

製造販売元：

AQB・ABIインプラント株式会社

製造元：

AQB・ABIインプラント株式会社