

AQB・ABIインプラント株式会社

* 2021年7月（第2版）
2019年6月（初版）

製造販売届出番号 11B1X10027060404

器58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

SOLドライバービット

【警告】

- ・SOLドライバービットはインプラント埋入時、インプラント体と確実に嵌合させて使用すること。[嵌合が不十分な場合、インプラント体を損傷させる恐れがあります]
- ・SOLドライバービットは長時間、生理食塩水、水道水に浸けないこと。[錆や変色の恐れがあります]

【禁忌、禁止】

- * 当社AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）及びAQBABIインプラントの手術以外に使用しないこと。[磨耗、破損の可能性あります]

【形状・構造及び原理等】

- 1 原材料
チタン合金
- 2 構造



SOLドライバービット

3 原理

AQBインプラント及びAQBABIインプラント（以下インプラント体と称する）の嵌合形状を先端部に有しています。反対側にはフィンガードライバーと接合する形状を有しており、フィンガードライバーと接合し、インプラント体を骨内へ植立します。

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具。手動式で、再使用可能。

【使用方法等】

詳細な使用方法については「AQBインプラントシステム・基本手技マニュアル」を参照してください。

- 1 フィンガードライバー又はフリーレンチアダプターと確実に装着して下さい。
- * 2 仮植立したインプラント体にSOLドライバービットを挿入し、規定の深さまで回転させながらインプラント体を埋入して下さい。
- 3 SOLドライバービットを取り外します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1 本製品の使用に際し、使用前にAQBインプラント講習会に参加し、必要な知識と技術を修得して下さい。また、AQBインプラントの取扱説明書等を参照の上、正しい使い方により操作して下さい。
- 2 血液の飛沫などによる人体への影響を避けるため、必要に応じ、公的機関が認可した防塵マスク、保護眼鏡等を着用して下さい。
- 3 使用前に破損など使用に支障がないか確認して下さい。
- 4 購入時は未滅菌のため、SOLドライバービットは使用前に洗浄、滅菌を行い次回から同様に取り扱いください。
- 5 SOLドライバービットはフィンガードライバー又はフリーレンチアダプターに確実に装着して使用して下さい。
- 6 次の成分を含む消毒薬液は、錆への影響が高いので使

用しないでください。

- ・塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウムなど）、過酸化水素系薬液（オキシドールなど）、強酸性水、及び防錆効果のない界面活性剤系薬液（塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤など）
- 7 SOLドライバービットの滅菌はオートクレーブ、ケミクレーブ又はEOGで行ってください。
 - 8 錆びたSOLドライバービット又は嵌合部分の磨耗が著しいSOLドライバービットはあたらしいものと交換して下さい。
 - 9 SOLドライバービットは錆びる恐れがあるため次のことについて留意して下さい。
 - ・血液、骨が凝固付着したまま乾燥させないで下さい。
 - ・最終洗浄は精製水を使用して下さい。
 - ・湿度が高くて自然乾燥に時間を要する場合には、ドライヤー等で強制的に乾燥させてください。
 - ・汚れ、水分、洗浄剤などが付着した状態で滅菌しないで下さい。
 - 10 SOLドライバービット使用後は、すぐに消毒用薬液又は消毒効果及び防錆効果のある洗浄剤に浸漬し、その後、超音波洗浄器、ブラシなどをもちいて洗浄し、付着物を完全に除去して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

AQB・ABIインプラント株式会社

製造元

AQB・ABIインプラント株式会社

取扱説明書等を必ずご参照下さい。