

AQB・ABIインプラント株式会社

* 2021年7月（第2版）
2019年6月（初版）

製造販売届出番号 11B1X10027060405

器58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

AQBコーピングスクリュー

再使用禁止

【禁忌、禁止】

- * 当社AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）及びAQBABIインプラントの手術以外に使用しないこと。〔磨耗、破損の可能性があります〕
- * 再使用の禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所】

製造販売元

AQB・ABIインプラント株式会社

製造元

AQB・ABIインプラント株式会社

【形状・構造及び原理等】

- 1 原材料
チタン合金
- 2 構造



AQBコーピングスクリュー

3 原理

AQBインプラントマルチアバットメントと接続するネジ構造を有しています。オープントレイ法で印象採得する際にマルチアバットメントと接合し、トレイ内での動揺を防止します。

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具。

【使用方法等】

詳細な使用方法については「AQBインプラントシステム・2Pieceタイプ技工マニュアル」を参照してください。

- 1 マルチアバットメントのアバットスクリューを取り外し、AQBコーピングスクリューを取り付けてください。
- 2 AQBピックアップコーピング上部の穴を貫通させ、マルチアバットメントに装着し、オープントレイ法の通法に従い、印象採得を実施して下さい。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1 本製品の使用に際し、使用前にAQBインプラント講習会に参加し、必要な知識と技術を修得して下さい。また、AQBインプラントの取扱説明書等を参照の上、正しい使い方により操作して下さい。
- 2 使用前に破損など使用に支障がないか確認して下さい。
- 3 AQBコーピングスクリューを使用する際にはマルチアバットメントに付属のアバットスクリューを取り外してから使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。