

機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 再使用可能な毫鍼 35207001（JMDNコード）
【 マイクロニードル ダーマローラーTC105 】

【禁忌・禁止】

- ・傷、炎症、発疹、湿疹、日焼け、アトピー性皮膚炎、ニキビなど、皮膚に異常がある場合には使用しないでください。[肌に負担をかけ、状態を悪化させる恐れがあります。]
- ・敏感肌やアレルギー反応を示す可能性がある方は使用を避けてください。[使用後に肌の赤みやかゆみが強くなる可能性があります。]
- ・本品を加工、改造等をしないでください。[故障または破損する原因となるため。]

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

ラウンドヘッド型の鍼部分とハンドル部分で構成される。

寸法：160mm / 40mm / 45mm

針長：0.25mm/0.3mm/0.5mm

重量：970g



2. 原理

本品の応力を利用して鍼部を使用部位で回転させて作動させることで末梢神経を刺激し、外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進することが可能となる。

【使用目的又は効果】

本製品は、外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、末梢神経を刺激する細長く先の尖った再使用可能な器具である。未滅菌製品。

【使用方法等】

- 1) 使用する前によく洗って下さい。
- 2) ハンドル部分を持ち、気になる箇所に優しく（重直・水平・斜め）に約7～15回ほど転がします。
- 3) 使用後は必ずアルコール消毒や水道水でよく洗って下さい。
- 4) 付属のケースに保管してください。

【使用上の注意】

- ・破損・変形・劣化が認められた場合は使用しないでください。
- ・同じ場所に15分以上使用しないでください。皮膚に負担がかかります。
- ・目の周りや口元は皮膚が非常に薄いため、ダーマローラーの使用を避けてください。
- ・ダーマローラーを他人と共用しないでください。衛生面での問題があり、感染症や皮膚疾患が伝播する恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿を避け、適切な場所に保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

使用後は水洗いして清潔に保ってください。
汚れが目立つ場合は中性洗剤などで優しく落としてください。また、かぶれなどの原因になりますので水にぬれた後はよく拭き取り乾かしてからご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：SGコンサルティング株式会社

住所：東京都新宿区西新宿4-31-3

永谷リヴェール新宿319

製造業者

名称：Shanghai Kuaiji Optoelectronic Technology Co., Ltd.

国名：中国