

機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非能動型接触鍼（70613001） 非侵襲式家庭向け鍼用器具（34675001）
【 インジェクションサンダル ReCoLA 】

【禁忌・禁止】

- ・適切なポイントにセットしてご使用ください。それ以外の部位に装着することはしないでください
- ・破損・変形・劣化が認められた場合は使用しないでください。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

本製品はサンダルの形状をした製品です。中敷部分の一部が突起形状をしており、足裏のアーチ（内側の土踏まず部分）を刺激する形状をしています。



2. 原理

本製品を履き、歩行することで、足裏のアーチへの接触によって末梢神経を刺激し、これにより血液を心臓へ戻す力が強く働きます。

【使用目的又は効果】

本製品は、脚・膝・腰などの疼痛緩和、疲労回復等の治療効果を促進するため、皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する再使用可能な非能動型器具をいいます。

【使用方法等】

- 1) 日常活動において着用することができます。
- 2) 本製品につま先から足を入れ、アーチ部にフィットするように履きます。
- 3) 刺激するポイントがずれないように、また痛みを感じない程度に、足裏の位置を調節してください。

【使用上の注意】

- ・本製品は症状を治療するものではなく、ツボの刺激による症状の対策や緩和を促すもので、その効果には個人差があります。
- ・刺激するポイントに調節してご使用ください。足裏以外の部位に装着することはしないでください。
- ・破損・変形・劣化が認められた場合は使用しないでください。
- ・皮膚にかゆみや痛みなどの症状が現れた場合は使用を中止し、医師等の専門家にご相談ください。
- ・循環系にトラブルのある方は、ご使用前に医師にご確認ください。
- ・小児の手の届かない場所に保管してください。
- ・他の医療機器との併用はしないでください。
- ・身体に異常を感じたり、装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたりしたときは、使用を直ちに中止してください。
- ・製品の不具合を感じたときは使用を中止してください。
- ・浴室など濡れている場所では、滑って転倒しケガをする恐れがありますので、十分ご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

水洗いできますが、汚れが目立つ場合は中性洗剤などで優しく落としてください。また、かぶれなどの原因になりますので水にぬれた後はよく拭き取り乾かしてからご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：SG コンサルティング株式会社

住所：東京都新宿区西新宿 4-3 1-3

永谷リヴェール新宿 3 1 9