

ステンレス 円筒リング

【形状・構造及び原理等】



種類

（単位：mm）

	外径	×	高さ
# 0	19	×	25
# 1	22	×	27.5
# 2	25	×	30
# 3-1	31.8	×	35
# 3-2	31.8	×	45
# 3-3	38	×	40
# 3-4	38	×	55
# 4-1	42.7	×	40
# 4-2	42.7	×	50
# 4-3	45	×	40
# 4-4	45	×	50
** # 5	50.8	×	50

**

* 【使用目的又は効果】

加熱により重合成形に用いる。

* 【使用方法等】

1. 使用目的に応じた適切なサイズを選び、破損等の異常がないことを確認する。
2. 円錐台に鑄造リング（円筒リング）を取り付けて使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 円錐台に円筒リングがしっかりとセットが出来ないときは、使用しないこと。
 - 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
 - 3) 本品は、加熱により熱くなる事があるので火傷の恐れがある。
 - 4) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはいしなないこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

* 【使用期間】

使用数・加熱方法によって使用可能な期間が変更する。そのため、外観の目視と接触により不良、また円錐台にしっかりとセットが出来ない場合には速やかに使用を中止して、新規の製品と交換すること。

* 【保管時の注意】

- ・「もらいさび」が発生する恐れがあるため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・保管する場所は、乾燥・高温・多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

[使用者による保守点検項目]

外観の錆び・破損、ヒビ、キズ、腐食、厚みが薄い等を目視と接触により、また本品を円錐台にしっかりとセットし目視により点検すること。どちらかでも認められた場合には本品の使用を中止すること。

* 【洗浄・消毒・滅菌時の注意事項】

1. 素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
2. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
3. 家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
4. 超酸化水（超酸性水）等の機能水は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
5. 錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金属ブラシを使用しないこと。
6. 洗浄の注意：
 - ・使用後は、防錆洗浄剤、水、お湯等で器具に付着した組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属に影響を及ぼすことがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 及び 製造業者
大橋精密工業有限会社
岐阜県可児市兼山 1140 番地 4
0574-59-2221