

機械器具(2)医療用照明器
一般医療機器 移動型診療用照明器 36843000

オネストビームライト BL-10

【警告】

- 本品は分解改造しないこと。
- 本品が破損した状態で使用しないこと。
- 術部以外の皮膚など同一箇所を長時間照射し続けけないこと(低温熱傷の恐れがある。)

【禁忌・禁止】

- 本品の光を直射しないこと。
- 本品は高酸素濃度雰囲気及び可燃性麻酔ガスを含む引火性ガスが発生する恐れのある場所で使用しないこと。
(爆発又は、火災の恐れがある。)
- MRI環境では使用しないこと。(故障、不測の動作する恐れがある)

【形状、構造及び原理等】

ヘッド、フレキシブル、電源、架台(又は万力)からなる。

電球はハロゲン球を使用。



ヘッド…アルミニウム
フレキシブル…クロームメッキ
架台…スチール
万力…真鍮
電球…ハロゲン

仕様 <電氣的定格>
タイプ MR-11 (N)
定格 15VA
ランプ JR15V 100W
色温度 4700K
光度 1800CD

スタンドタイプ、万力タイプの2種類がある
(写真はスタンドタイプ)

原理 フレキシブルに動くアームにより、照射したい患部をピンポイントで照射する。

【使用目的又は効果】

診察時の照明として使用する。

【使用方法等】

- 1 電源部のスイッチをONにする。
- 2 フレキシブルを固定し、照明をあてたい所に固定する。

使用前の点検

- 1 電源コード、スイッチなどに破損がないか確認する。

使用後の処置

- 1 診察が終了したら速やかに電源を切る。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意事項>

- 1 高酸素濃度雰囲気又は、可燃性麻酔ガスを含む引火性ガスが発生する場所で使用しないこと。
- 2 長時間ライトをつけているとヘッド部が熱くなるのでヘッド部を動かすときはヘッド部の根元のフレキシブル部を持って動かすこと
- 3 ハロゲン球を交換するときには電源をOFFにしてから行うこと。
(使用していた場合はハロゲン球が高温になっているので、電源をOFF

にして、しばらくしてから交換すること)

- 4 患者が機器に触れないようにすること
- 5 アースを確実に取ること
- 6 本器に重い物をぶら下げたりしないこと。(破損の原因となる。)
- 7 本器を布などで覆った状態で使用しないこと。
- 8 点灯中のランプを直接見ないこと
- 9 電源の周波数と電圧及び許容電流値(又は消費電流)に注意すること
- 10 電源コードの取り外しに関しては、ソケットコードチップ部をしっかり持って引き抜くこと
- 11 斜頸、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること

<相互作用>

- 1 併用注意(併用に注意すること)
本品の周辺で電磁波を発生する機器(電気メス等)を使用する場合は、できるだけ離れた位置で使用する。また、これらの機器とは別の所から電源をとること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1 常温、常圧の室内で保管すること
- 2 水のかからない場所に保管すること
- 3 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ホコリ、塩分、硫黄分を含んだ空気などによる悪影響のない場所で保管すること。
- 4 機械的ストレスが加わった状態で保管しないこと
- 5 結露させないこと
- 6 本品は清潔に保つこと。

【保守点検に係る事項】

本器が故障したと思われる場合は適切な表示を行い、メーカーに修理を依頼すること。
当社又は当社が認める修理業者以外の業者による修理、点検は有害事象の発生や過度の修理費用の発生等の事態を招くおそれがあるため、修理点検は必ず当社に連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:株式会社オネストメディカル
〒133-0043 東京都江戸川区松本1-2-2
電話: 03-3655-3629

製造:株式会社オネストメディカル