

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ（35384000）
オーベクスロンゲコネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止**【形状・構造及び原理等】****〈構造図（代表例）〉****〈材質〉**

部 位	材 質
導管	DEHP 含有ポリ塩化ビニル
メスコネクター	ポリカーボネート
スリッ式オスコネクター	ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

注射筒又は注射針等をチューブ、コック、その他の構造に接続する器具である。

【使用方法等】

- 1) 汚染に十分注意しながら滅菌包装内から取り出し、本品に傷、変形、異物の付着等がないことを確認する。
- 2) メスコネクターを注射筒等しっかりと接続する。
- 3) スリッ式オスコネクターをチューブ、コック等しっかりと接続する。
- 4) 各接続部に緩みがないことを確認し、薬液等を注入する。

【使用上の注意】**〈重要な基本的注意〉**

- 1) 使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 2) 血管造影等の高圧ラインに使用しないこと。[破損のおそれがある。]
- 3) 接続部を汚染させないこと。
- 4) ポリ塩化ビニル製品をスリッ式オスコネクターに接続する場合は注意すること。[外れなくなる可能性がある。]
- 5) チューブが紫外線や蛍光灯下に長期間あたると黄変する可能性があるが、使用上問題ない。

- 6) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクターのひび割れについて注意すること。[薬液によりコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
- 7) 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるので、注意すること。

〈不具合・有害事象〉

- 1) 重大な不具合・有害事象
・製品の変形、破損、ひび割れ等
・液漏れ

【保管方法及び有効期間等】**〈保管方法〉**

- 1) 水濡れに注意し高温多湿や直射日光を避けて保管すること。
- 2) 蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

〈有効期間・使用の期限〉

本品の個別包装に記載されている。[自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オーベクス株式会社
東京都墨田区両国 4-31-11 ヒューリック両国ビル
TEL：03-6701-3035