

類別：機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 一般的名称：歯列矯正用結さつ材（JMDNコード41677000）

## リガチャーワイヤー

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 1) ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- 2) 本品は再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

- (1) 本品の原材料はステンレススチールSUS 304である。
- (2) 形状及び構造

リガチャータイ



プレカット リガチャータイ



コバヤシタイ



スプールバルク リガチャーワイヤー



- (3) 原理  
アーチワイヤーとブラケットの連結、歯間分離、  
顎間固定装置の結紮固定に使用する。

### 【使用目的、効能又は効果】

矯正用ワイヤーをアタッチメントに連結、保持等  
をするために用いること。

### 【操作方法又は使用方法等】

- (1) 歯列矯正用ブラケットに矯正用ワイヤーを装着する。
- (2) リガチャーワイヤーのループをブラケットのタイウイングに装着し、矯正用ワイヤーがブラケットのロットから外れないように、プライヤーで結紮する。
- (3) 余分なリガチャーワイヤーをカッターで切断する。

### 【使用上の注意】

#### (1) 使用注意

- ① 本品は使用前に、酸やアルカリ類と一緒に置かないこと。
- ② 本品は[使用目的、効能又は効果]に記載の用途以外に使用しないこと。
- ③ 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ④ 変形や変質を発見した場合は、使用せずに発売元に連絡すること。
- ⑤ 本品を廃棄するときは、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

#### 2) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### [貯蔵・保管方法]

- 1) 開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- 2) 一度開封した製品は、埃、水分等がつかないようにすること。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

#### [単品包装]

- 1) 1袋1個入り（スプールバルクのみ）
- 2) 1袋100個入り（種類別）
- 3) 1袋500個入り（種類別）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 オーティカ・インター  
ナショナル

住所：〒160-0008  
東京都新宿区三栄町23番地-21

電話番号：03-3353-3676

FAX 番号：03-3353-3830

外国製造業者：G&H Wire Company/Flexmedics(USA)  
G&H ワイヤー社（アメリカ）