

Lancer SL ブラケット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. ニッケル又はクロムに対してアレルギーを発症する患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品はセラミック製又はステンレス製のブラケットであり、歯面に接着後歯列矯正用ワイヤーを装着し歯牙に矯正力を与える。装着されたワイヤーを保持するために可動式のクリップが組み込まれており、結紮リガチャーを必要としない。

2. 原材料

本品の原材料はアルミナセラミックス及びSUS 304ステンレススチールである。

3. 構成

本品はロスタイプブラケットであり、2種のスロットサイズ（0.018及び0.022インチ）がある。

4. 形状

代表的形状を下图に示す。



5. 原理

本品を歯面に接着し、歯列矯正用ワイヤーを連結し、三次元的に歯の移動を行う。ワイヤーの軽度の復元力によって歯を移動させる。使用するワイヤーサイズを変えることでパッシブな状態からアクティブな状態に移行し、歯牙のコントロールを行う。

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

1. 選択されたブラケットを接着剤の使用説明書に従って歯面に接着してください。
2. ブラケットのIDマークとベース部の位置記号に合わせ、正確な位置に接着し、接着後 IDマークは消毒用アルコールで拭取ってください。
3. 接着剤の硬化を確認してからクリップの開閉口にピンセット又は専用のツールを差し込んで咬合側へクリップをスライドさせて開いてください。スロットにワイヤーを装着し、指でクリップをスライドさせて閉めてください。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ①本品は、「使用目的又は効果」の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ②本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ③本品は再使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により発疹などの過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ②本品に対して発疹などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

1. 開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
2. 一度開封した製品は、埃、水分等がつかないようにすること。
3. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 オーティカ・インターナショナル

住所：〒160-0022

東京都新宿区新宿1-9-5 4F

電話番号：03-3353-3676

FAX 番号：03-3353-3830

外国製造業者：Lancer Orthodontics, Inc. (USA)

ランサーオーソドンティクス社（アメリカ）