

歯科材料 (6) 歯科印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

Osstem 印象システム

【禁忌・禁止】

- ・併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。

【形状・構造及び原理等】

① インプレッションキャップ	
①-1 ソリッドインプレッションキャップ	
①-2 エクセレントソリッド インプレッションキャップ	
② ポジショニングシリンダー	
②-1 ソリッドポジショニングシリンダー	
②-2 エクセレントソリッド	
③ トランスファーインプレッションコーピング	
③-1 SS フィクスチャートランスファー インプレッションコーピング (八角タイプ、八角なしタイプ)	
③-2 オクタトランスファー インプレッションコーピング	
③-3 US フィクスチャートランスファー インプレッションコーピング (六角タイプ、六角なしタイプ)	
③-4 エステティックトランスファー インプレッションコーピング	
③-5 エステティックロートランスファー インプレッションコーピング	
③-6 スタンダードトランスファー インプレッションコーピング	
④ ピックアップインプレッションコーピング	
④-1 SS フィクスチャーピックアップ インプレッションコーピング (八角タイプ、八角なしタイプ)	
④-2 オクタピックアップ インプレッションコーピング (八角タイプ、八角なしタイプ)	
④-3 US フィクスチャーピックアップ インプレッションコーピング (六角タイプ、六角なしタイプ)	
④-4 エステティックローピックアップ インプレッションコーピング (六角タイプ、六角なしタイプ)	
④-5 スタンダードピックアップ インプレッションコーピング	
⑤ インプレッションコーピング	
⑤-1 ソリッドインプレッションコーピング	
⑤-2 エクセレントソリッド インプレッションコーピング	

*【使用目的又は効果】

本品は印象採得に使用する器具である。

*【使用方法等】

本品は未滅菌品であるため、使用前にオートクレーブで滅菌を行ってから使用する。

(滅菌条件 温度：132℃、時間：15 分)

1. 本品を用いて印象を採得する。
2. 一般的な方法で作業模型を作成し、義歯を作製する。

【使用上の注意】

- ① 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせてください。
- ② 本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト（パッチテスト）を行い、問題がないことを確認した後、ご使用下さい。アレルギーテストは皮膚科の専門医にご相談ください。
- ③ 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないでください。ご使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断してください。
- ④ 本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないでください。

**【保守・点検に係る事項】

オートクレーブ（132℃、15 分）で乾燥させ、室温で保管する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN
東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号
TEL：03-5747-9441
FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
(OSSTEM Implant CO., LTD.)