

ESSET キット

【禁忌・禁止】

- ①本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
- ②劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- ③器具の形態変更や改造等をしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

選任製造販売業者:株式会社 OSSTEM JAPAN
東京都品川区上大崎4-5-37 本多電機ビル4F
TEL:03-5747-9441
FAX:03-5747-9442

外国製造者:オステムインプラント株式会社
(OSSTEM Implant Co., Ltd.)

外国製造所国:大韓民国

***【形状・構造及び原理等】

1. 形状

- ① クレストリムーバー
- ② ツイストドリル
- ③ EXPANSION ドリル
- ④ マウントエクステンション
- ⑤ トルクレンチ
- ⑥ デプスゲージ
- ⑦ EXP マウントドライバー
- ⑧ SAW
- ⑨ SAW プロテクター

3.原材料

名 称	原材料名
クレストリムーバー	ステンレス鋼
ツイストドリル	ステンレス鋼
EXPANSION ドリル	ステンレス鋼
マウントエクステンション	ステンレス鋼
トルクレンチ	ステンレス鋼
デプスゲージ	ステンレス鋼 チタン合金
EXP マウントドライバー	ステンレス鋼
SAW	ステンレス鋼
SAW プロテクター	PSU

【使用目的、効能又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。
手動式で、再使用可能である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 適当な器具を選択する。
2. 使用前に滅菌が完了していることを確認する。
3. 適切に処置を行う。
4. 手術の間、使用済の器具は生理食塩水あるいは蒸留水に浸しておく。
5. 手術後、洗浄のためにすべての使用した器具はアルコールに浸す。
6. 血液や不純物を完全に除去するため蒸留水あるいは流水で洗浄する。
7. 乾いた布で拭くか温風循環器で完全に水分を取り除く。
8. 高圧蒸気滅菌(132℃、15分)で滅菌し、室温で保管する。

【使用上の注意】

- ①術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- ②素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
- ③金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
- ④使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ⑤洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
- ⑥洗浄、消毒、滅菌後には、十分に水分を除去して保管して下さい。
- ⑦磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないで下さい。

**【保守・点検に係る事項】

高圧蒸気滅菌(132℃、15分)で滅菌し、室温で保管する。