

OB キット

【禁忌・禁止】

- ①本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
- ②劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- ③器具の形態変更や改造等をしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で、非侵襲的に使用する器具も含む。本品は再使用可能である。

2. 形状



番号	種 類
(1)	ペリオスチールエレベーター Molt9
(2)	ペリオスチールエレベーター ブリチャート
(3)	ペリオスチールエレベーター P23
(4)	モスキート鉗子
(5)	組織ピンセット PT42
(6)	アイリス
(7)	ラグランジュ
(8)	ボーンロンジャー
(9)	ハンマー外科用
(10)	スケーラ
(11)	チークリトラクター
(12)	Mayo-Hegar 持針器
(13)	メスハンドル ストレート
(14)	メスハンドル フラット
(15)	歯周ノミ CO2
(16)	サクシオンチューブ
(17)	ツイーザー
(18)	口腔用ミラー
(19)	カストロカリバ
(20)	ペリオスチールエレベーター P24G
(21)	ボーンキュレット CM10
(22)	ボーンキュレット CM11
(23)	タオル鉗子
(24)	ボーンウェル
付属品	
(25)	ポーチ

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。手動式で、再使用可能である。

【使用方法等】

本品は用時滅菌品であり、新たに使用時及び使用後は次の方法で洗浄・滅菌する。

【滅菌方法】

市販の医療機器洗浄剤とともに、5 分間の超音波洗浄を行った後、流水下で十分洗浄し、完全に乾燥してから滅菌バッグに入れて滅菌する。

高圧蒸気滅菌（132℃、15 分）で滅菌し、室温で保管する。

【使用上の注意】

1. 本品の取扱う際は、思わぬケガを避けるため先鋭部等に細心の注意を払い、包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。
2. 滅菌を行う場合にはロック等が開いた状態で行うこと。
3. 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

*【保守・点検に係る事項】

高圧蒸気滅菌（132℃、15 分）で乾燥させ、室温で保管する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製 造 業 者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）