

HySi | バイト

【禁忌・禁止】

- ・本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ミキシングチップ及び口腔内注入チップ(バイト用)は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ベースとキャタリストの 2 種類のペーストをカートリッジ内に充填した歯科咬合採得用材料である。

	性状	原材料
ベース	ペースト (青色)	ビニルポリシロキサン、 フィラー、着色剤、その他
キャタリスト	ペースト (白色)	ビニルポリシロキサン、 フィラー、白金触媒、その他

【使用目的又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録するために使用する。

【使用方法等】

1. カートリッジをディスペンサー（別売）に取り付ける。
カートリッジのキャップを外し、ミキシングチップを取り付ける。細部に注入する場合には、口腔内注入チップを取り付ける。
2. 咬合面に直接本品を注出する。
3. 通常は上顎又は下顎の片方のみに填入し咬合させる。前歯の咬合採得を行う場合には、上下顎両方に本品を適用することを推奨する。
4. 硬化を確認し、口腔内から注意深く採得印象を取り出す。
5. 口腔内から印象を取り出した後、メス等を用いて余剰部分を取り除き形態仕上げを行う。

《使用方法に関連する使用上の注意》

- ・上記の操作時間は、室温 24℃の室内で操作した場合である。
温度が高い場合には硬化は早まり、温度が低い場合には硬化は遅くなる。
操作時間（練和開始から） 30 秒
硬化時間（練和開始から） 1 分 30 秒
- ・収縮型又はポリエーテル型の印象材と混合しないこと。
- ・ミキシングチップは次回使用する時まで装着したまま保管し、新たに使用する直前に付換えること。
- ・採得した印象材は室温で保管し、水中や高湿度下には保管しないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- (3) 本品または練和物が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- (1) 本品は、容器又は外装に記載されている条件で保管すること。
- (2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＜有効期間＞

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
[使用期限は自己認証(製造元データによる)]

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL : 03-5747-9441

FAX : 03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）