

## TS マルチアバットメントアウタードライバー

## 【禁忌・禁止】

- 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず併せて参照すること。
- 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- 本品の洗浄時に、損傷や変色を起こす恐れがあるため、過酸化水素水は使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 形状・構造

- (1) TS Multi Abutment Outer Driver



## 2. 原理

本品は、アバットメントの上部に適用し、フィクスチャに締結もしくはフィクスチャから除去するために用いるツールである。

## 3. 原材料

ステンレス鋼

## 4. 本品を適用可能な医療機器

| 販売名          | 一般的名称            | 承認番号             |
|--------------|------------------|------------------|
| TSマルチアバットメント | 歯科用インプラントアバットメント | 22800BZI00018000 |

## 【使用目的、効能又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。手動式で、非侵襲的に使用する器具も含む。本品は再使用可能である。

## 【使用方法等】

- 通法により、フィクスチャを埋入した後、TS マルチアバットメントを口腔内に移動させて仮止めする。
- 本品を TS マルチアバットメントに被せ、最上部を時計回りに回して、アバットメントに固定させる。
- Torqu Wrench を利用し、TS マルチアバットメントを既定トルク値まで締める。
- TS マルチアバットメントをフィクスチャから除去する場合も、締結する時と同様に固定し、除去する。

## 【使用上の注意】

- 使用者は、使用方法を熟知してください。
- 原材料であるステンレス鋼は腐食しにくい素材ではありますが、使用方法及び使用環境により腐食する場合もあります。

- 使用後は、腐食防止のため精製水を使用し、本品についた血液、組織等を迅速に除去してください。
- 洗浄、消毒、滅菌には可能な限り精製水を使用してください。
- 洗浄、消毒、滅菌後は水分を除去してください。

## 【包装】

包装単位：1 個

## 【保管方法及び有効期限等】

高温、多湿、直射日光を避けて、室温で保管

## 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者：株式会社 OSSTEM JAPAN  
東京都品川区上大崎四丁目5番37号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

外国製造所名：OSSTEM Implant Co., Ltd.

(オステムインプラント株式会社)

外国製造所国名：大韓民国