

TS スキャンヒーリングアバットメントキャリア**【禁忌・禁止】**

- ① 本品を治療の目的以外に使用しないこと。
- ② 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- ③ 器具の形態変更や改造等をしないこと。

【形状・構造及び原理等】**【使用目的、効能又は効果】**

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。再使用可能である。

【操作方法又は使用法等】**1、使用前の準備事項**

- a) 歯科インプラント施術は高度に専門化され、複雑な施術プロセスが要求されるため、専門的なカリキュラムを履修後に施術すること。
- b) 本品は医療機器として施術前に必ずオートクレーブで湿熱滅菌した後に使用すること。
- c) 滅菌条件は、温度：132℃、時間：15 分 である。

2、操作方法

- a) アバットメント上部に本品を連結させ締結することにより、アバットメントを固定する。
- b) 固定された状態で患者口腔へアバットメントを移動させ、既設のフィクスチャにアバットメントを Hex 方向に合わせて締結する。
- c) 0.9Hex ドライバーの最大トルクは 35Ncm である。
- d) 本品の推奨使用回数は 50 回です。

Driver の推奨使用回数を超えて使用する場合、Driver の摩耗や破断による本品の機能喪失および Drill の切削力低下による bone heating でインプラントの失敗が発生することがあるため、推奨使用回数を守る必要がある。

- e) 上部ドライバーから動力を伝達してスクリューを締めした後、アバットメントと本品を分離する。

【使用上の注意】

- 1、術者は手技等を熟知したうえで使用して下さい。
- 2、素材のステンレス鋼は鉄に比べて腐食に強い金属ですが、使用方法及び環境によっては腐食を生じることがあります。
- 3、金属腐食を避けるため、以下の薬剤は使用しないで下さい。
 - ・金属の腐食を生じる恐れのある薬剤
 - ・超酸性の溶液
- 4、以下の表面処理がなされている器具・機器は使用しないで下さい。損傷、変色の可能性があります。
 - ・TiNコーティング
 - ・レーザーマーキング
 - ・カラーコーティング
- 5、本品が汚染される恐れのある場所には保管しないで下さい。
- 6、施術後に本品を清掃する場合には、以下の点に注意して下さい。
 - ・磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しない。
 - ・器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去する。この時、流水を利用する。
 - ・洗浄・消毒・滅菌時には、できるだけ精製水を使用し、終了後には十分に水分を除去する。
- 7、施術後に使用されたすべての器具は直ちに分離し、流れる水に洗浄用ブラシを用いて、きれいに洗浄後乾燥し、常温で保管してください。

【包装】

包装単位：1 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目5番37号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

外国製造業者：OSSTEM Implant Co., Ltd. (大韓民国)

(オステムインプラント株式会社)