

再使用禁止

6:8 経鼻エアウェイ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 製品の改造・分解禁止
4. 次の患者には使用しないこと：頭蓋骨損傷、鼻骨折、上顎骨骨折、脳出血が疑われる患者

【形状・構造及び原理】

1. 形状、構造、外観写真等



2. 原材料

部位	材質
チューブ	シリコーンゴム

3. 寸法

種類	単位(mm)
外径(28Fr)	9.3
内径	7.0
全長	140.0

4. 原理

鼻腔から挿入し、気道を確保する。

【使用目的又は効果】

ゴム製のエアウェイで、気道の開存性を維持するために、鼻孔から咽頭に挿入する。

【使用方法】

1. 鋭角にカットされている先端部に潤滑剤を塗りゆっくりと挿入していく。
2. コネクタ部を適宜固定する。

【使用上の注意】

包装に破損がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照（EOG 滅菌、有効期限 5 年）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 14 番地 20
電話：045-470-9041 FAX：045-470-9043

2. 製造業者

Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd（中華人民共和国）