

再使用禁止

ヘキサゴンチェストシール（2 枚組）

【警告】

1. プレホスピタル（病院前救護）における緊張性気胸の発生予防を目的として使用すること。〔本品は応急処置用の救急絆創膏であり、根本的な治療を行うものではないため。〕
2. 弁を塞がないようにすること。〔通気機能が阻害され、致死的な緊張性気胸を誘発、又は悪化させるおそれがあるため。〕

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理】

1. 形状、構造等

1.1. 弁付き



1.2. 弁無し



2. 寸法

16 x 11 x 1 cm

3. 原材料

ポリウレタン

4. 原理

本品は、緊張性気胸防止のために胸部に貼り付けて使用する。穿通創が考えられる場合でも、一方弁により空気の排出ができ、外気の流入を防ぐ。

【使用目的又は効果】

身体の一部に用いる、接着剤を付した絆創膏である。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の一部の支持等に用いる。

【使用方法】

1. 創傷の周りの皮膚から汚れや液体を拭き取る。
2. パッケージを開封し、本品を取り出す。
3. シールを傷口に直接当て、しっかりと押さえて皮膚に密着させる。
4. 縁を抑えて密閉し、空気が入らないようにする。
5. 出口創がある場合はもう一枚のシールを同じように貼り付ける。
6. 患者の状態を注意深く観察する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 適切な救急訓練を受けた医療従事者のみが使用すること。
2. 包装に破損、汚損等の異常がある場合は使用しないこと。
3. 緊張性気胸の兆候が現れた場合は直に対処し、本品を剥がす、又は胸腔脱気等の適切な救急処置を行うこと。
4. 本品を貼付した後は、患者の状態（呼吸状態等）を継続して観察すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期限

製造後 5 年（外装に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 14 番地 20
電話：045-470-9041（代） FAX：045-470-9043

2. 製造業者

ANPING GUARDIAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD（中華人民共和国）
CVN Medical Solutions（フィンランド）