

2023 年 1 月 30 日 作成

届出番号 25B3X10007000009

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス JMDN 70894000
コスモスステップルパターンワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。


【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
 - ・可燃性であるので、使用の際に火傷をしないように注意する。
 - ・義歯床のロウ型作製以外の目的に使用しない。

【形状、構造及び原理等】



幅 60 mm

長さ 60 mm

片面は接着面となります

表面は葉脈状

厚さ：0.35 mm

内容量：30 枚／箱

原材料 合成ワックス

【使用目的又は効果】

鑄造床用のワックスパターンを作製する時に使用する材料で最終的には焼却され、金属に置き換わる。

【使用方法等】

- ・耐火模型上に適用してワックスアップを行う
- ・本品を耐火模型に適用する時は内部に気泡等が入らないよう圧接すること
- ・埋没後は完全に焼却すること

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070