

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科用フラスコ JMDN 42343000
コスモスフラスコ

【注意】

- ・ 本器の形状変更や改造等はしないこと。
- ・ 歯科用樹脂補綴物を成形する型を保持する目的以外で
使用しない事。

【使用上の注意】

- ・ 成形の終わったフラスコは高温の場合があるので
耐熱手袋を使用し取り出すか、フラスコの温度が
十分下がってから取り出す事

【種類・寸法】

種類	寸法mm	備考
L	112×88×64	標準
M	112×88×64	小形
W	140×88×64	幅広
SN	112×88×64	標準ネジ付き

材質 アルミニウム合金 ネジ ステンレス
ナット 真鍮

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧
(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・ 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に
保管、管理すること。

【使用目的又は効果】

重合用補綴物を形成する型を保持するための容器で蠟型
模型を石膏で埋没させて使用する。
歯科用床用重合樹脂の義歯を製作するための歯科用フラ
スコであり、義歯床材料の射出成形及び重合用として使
用する。

【使用方法等】

1. 模型をフラスコ内に配置し、埋没材を注入する。
2. 埋没材硬化後、模型を除去して成形空間を形成する。
3. 歯科技工用樹脂を充填し、所定の重合又は成形工程
を行う。
4. 成形完了後、本品を開き製作物を取り出す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070