

機械器具 21 内臓機能検査用器具
管理医療機器 レーザ血流計 16903000

特定保守管理医療機器 カネカ皮膚灌流圧測定装置SPP-K1の付属品
(圧力カフ、エアホース)

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

(1) 圧力カフ



(2) エアホース



【使用目的又は効果】

患者の四肢における血流状態を評価するために、皮膚灌流圧、空気容積脈波、及び灌流強度（血流量）を非観血的に測定する。

【使用方法等】

1. エアホースをSPP-K1本体に接続する。
2. 圧力カフを患者測定部位に装着し、エアホースに接続する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 圧力カフは患者皮膚に接触するため、使用前に施設のガイドラインに従って必ず消毒すること。〔患者間での交差感染につながる可能性がある。〕
2. 圧力カフは開いた傷の上や、明らかに損傷している（皮膚）組織の上には巻かないこと。〔傷の治癒遅延や、交差感染につながる可能性がある。〕

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 圧力カフやエアホースを折り曲げたり、ねじったり、つぶしたりしないこと。また、使用前に本体及び付属品に損傷がないことを目視で確認すること。〔正しい測定ができない、もしくはエラーメッセージが出る可能性がある。〕

【保管方法及び有効期間等】

〈保管の条件〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、以下の環境で保管すること。

保管環境条件 温度：－20～50℃（直射日光に晒さないこと）
湿度：10～95%RH

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

名 称：株式会社カネカ
電話番号：06-6226-5256

〈販売元の氏名又は名称等〉

名 称：株式会社カネカメディックス