

スナップ

【禁忌・禁止】

メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマー又は有機溶媒に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：粉材と液材からなる。

構成品	性状	成分
粉材	粉末	ポリメチルメタクリレート、着色剤、その他
液材	液体	メタクリル酸メチル、その他

付属品：トカリキャップ（粉材用）、計量カップ及びスポイト（液材用）

【使用目的又は効果】

テンポラリークラウン・ブリッジ、ボンティックの裏装、動揺歯の暫間固定、義歯の修理、床縁の延長等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 圧接法：粉 1 g に対して、液 0.5 mL の割合で混合します。混和時間は 10～15 秒で、約 30 秒後にやわらかいモチ状となり、混和開始より約 2 分で硬化が開始します。
- 2) 筆積法：通法に従って行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本材は採取後速やかに使用し、液の容器はすぐに密栓すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、腫瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
 - ② 本材が患者の目、皮膚又は衣類に付着しないような措置を講じること。また、適用部位以外の口腔粘膜にはなるべく付着させないこと。
 - ③ 本材が万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせるか、又は受けること。
 - * ④ 万一、本材が気道又は食道へ流れ込んだ場合には、直ちに専門医の診断・処置を受けさせること。
本材には X 線造影性がないので、気道に入ると除去が大変困難になります。
 - ⑤ 口腔内作業完了後は直ちに口腔内を十分洗浄する（十分に洗口させる）こと。また皮膚に付着した場合には、直ちに石鹼を使用し流水で十分洗浄すること。衣類に付着した場合には、直ちにアルコール（綿球）で十分拭き取ること。
- 2) 不具合・有害事象
本材の使用に伴い、発赤、びらん、水疱、浮腫などの過敏症状が発生することがあります。
- 3) その他の注意
 - ① 本材を使用する際には、適切な換気（1 時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
 - ② 液は可燃性なので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないこと。また、テーブル、床上などにこぼした場合には、すぐに乾いた布でふき取ること。
 - ③ 本材を使用する際には、必ず医療用（歯科用）手袋及び保護メガネなどを着用し、目、皮膚又は衣類に付着しないよう十分注意すること。なお、医療用（歯科用）手袋は、本材の直接的接触を防ぐが、一部の有機溶媒、モノマーが短時間のうちに浸透することが知られているので、液、粉又は粉液練和物が付着した場合には、直ちに手袋を捨て、石鹼を使用し流水で手を十分洗浄すること。

- ④ 本材の硬化体を研削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて「0～23℃」で保管すること。
- ・同一保管場所に大量に保管しないこと。また、使用及び保管場所には、消火器を備えること。
- ・粉、液ともに必ず蓋をよく締めて保管すること。

【有効期間】

本材は包装に記載の※使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。]

※(例 Exp.'□□, ○○. は使用期限 2 0 □□年○○月を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 亀水化学工業株式会社
電話番号 (フリーダイヤル) 0120-267-720
製造元 亀水化学工業株式会社