

【使用上の注意】

1. 本器と共に収納されている取扱説明書を必ず読んでから使用すること。不明な点があれば取扱説明書で再度確認してから使用すること。
* [正常な機能や安全を保てなくなります。]
2. アダプタ (①、②、③、④のいずれか) の先端にキズがついたものは使用しないこと。
* [アウトレットのパッキンにキズをつけ、ガス漏れの原因となります。]
3. アダプタ (①、②、③、④のいずれか) は、医療ガス配管設備の吸引用配管端末器 (アウトレット) に「カチッ」と音がするまで確実に差し込むこと。
* [落下し、破損する可能性があります。]
4. 使用中に真空計⑤の指針が振れることがありますが、故障ではありません。
* [吸引物 (体液など) と共に空気を吸引している場合に発生し、空気の混入が多いほど指針の振れが大きくなります。]
5. チューブ類を抜き差しする際、無理な力を掛けないこと。
* [正常な機能や安全を保てなくなります。]

*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
手入れ後、すぐに使用しないときは、所定の保管場所にて保管すること。
保管場所の条件：温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、いおう分等を含んだ空気等により、悪影響の生じるおそれのない場所であること。
傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) などのない場所であること。
化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。

2. 耐用年数・使用期間

指定の保守・点検、並びに消耗品の交換をした場合の

耐用年数：5年 (自己認証)

使用状況および洗浄、消毒状況などの影響によって部品の劣化度合に差が生じ、場合によっては耐用年数に達する前に交換して頂くことがあります。

【保守・点検に係る事項】

保守点検の詳細については、取扱説明書をご参照ください。

* 1. 使用者による保守点検事項

(1) 点検項目 (使用前点検)

- ・吸引圧力に異常はないか。
- ・アダプタ (①、③、④のいずれか) にピンの折れ、アダプタ (①、②、③、④のいずれか) に変形、先端のキズなどの異常はないか。
- ・ON/OFFスイッチ⑥、圧力調整ノブ⑦はスムーズに作動するか。

* 2. 業者による保守点検事項

安定した機能を確保するために定められた期間毎に保守点検を実施すること。

(1) 点検項目 (1年毎)

- ・外観に異常はないか。
- ・真空計の精度に異常はないか。
(校正用計器を用いて測る)
- ・圧力調整ができるか。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

エアウォーター防災株式会社

*販売業者 [代理店]