

クランプカバー

再使用禁止

【警告】

本品はディスポーザブル製品であるため、再使用しないこと。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 使用目的以外には使用しないこと。
3. 包装が破損していたり、汚損した場合には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



※鉗子は含まれません

<構成>

名称	寸法（幅×長さ）
放射線不透過シリコンタイプ（滅菌済）	2.5mm × 130mm
	5.1mm × 130mm
	7.6mm × 130mm
放射線不透過繊維タイプ（滅菌済）	3.2mm × 150mm
	9.5mm × 150mm
	6.3mm × 150mm
非放射線不透過繊維タイプ（滅菌済）	3.2mm × 150mm
	9.5mm × 150mm
	2.5mm × 130mm
放射線不透過シリコンタイプ（非滅菌）	5.1mm × 130mm
	7.6mm × 130mm
	2.5mm × 130mm

* <原材料>

名称	原材料
放射線不透過シリコンタイプ（滅菌済）	シリコン
放射線不透過繊維タイプ（滅菌済）	ファブリック
非放射線不透過繊維タイプ（滅菌済）	ファブリック
放射線不透過シリコンタイプ（非滅菌）	シリコン

* 【使用目的又は効果】

本品は、術中における微小血管の非外傷的な圧迫や止血の補助する鉗子のジョーの一部に装着するものである。本品は、放射性不透過シリコン及び放射線不透過繊維で出来ている。本品は、単回使用である。

* 【使用方法等】

- 1) 滅菌済みのものは、包装紙より無菌的に取り出し、鉗子に覆わせる。
- 2) 鉗子に取付け後、鉗子の長さに合わせて本品の長さを調節する。
- 3) 微小血管の非外傷的な圧迫や止血の補助を行う。
- 4) 使用後は適切に廃棄する。

【使用上の注意】

- ① 本品はディスポーザブル製品であるため、1 回限りの使用とすること。
- ② 包装が破損していたり、汚損した場合には使用しないこと。
- ③ 本品は滅菌済製品であるため、開封は使用直前に行い、かつ無菌的に取り扱うこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 貯蔵方法
 - ① 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分、を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管すること。
 - ② 高温になる場所や直射日光の当たる場所を避けて保管すること。
 - ③ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 2) 使用期間
本品は包装に記載の使用期限内に使用すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ガデリウス・メディカル株式会社
電話番号：042-769-3221

<製造業者>

アспен サージカルプロダクツ インク
(Aspen Surgical Products, Inc.)

<製造先国>

アメリカ合衆国