

スーチャーエイドブーティーズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・記載の使用目的以外に使用しないこと。
- ・本品は単回使用であり、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、外科医の縫合の位置決めを容易にするためにモスキート鉗子とともに用いる。本品にはサイズによりスタンダードとラージの 2 タイプがある。また識別を容易にする目的で、スタンダードには黄、赤、青、白、ラージにはピンクの色分けがされている。

2. 構成

本品は、サイズと色分け及び個数で以下の種類で構成される。

カタログ No	サイズ	色	個 数
051003	スタンダード	黄	5 対
051011	スタンダード	赤	5 対
051012	スタンダード	青	5 対
051014	スタンダード	白	5 対
051015	スタンダード	黄 2 対、赤、青、白各 1 対	5 対
051004	ラージ	ピンク	5 対
053003	スタンダード	黄	3 対
052004	ラージ	ピンク	2 対
052003	スタンダード	黄	2 対

3. 形状・寸法

1) スタンダード



・全長：13.0mm ・直径：3.0mm

2) ラージ



・全長：19.0mm ・直径：4.0mm

4. 原材料

- ・プラスチック ポリビニル化合物

*【使用目的又は効果】

外科医の縫合の位置決めを容易にするために開放創の上に配置する器具をいう。

*【使用方法等】

1. 本品をスーチャーの端に縛りつけ固定する。
2. 本品を固定したスーチャーをモスキート鉗子で挟むことで、簡易にスーチャーの識別が可能となる。

【使用上の注意】

- ・使用者は、用意された本品の外観を確認し、汚れ、損傷等の異常がない事を確認すること。
- ・使用者は使用に際し、その手順について理解した後に使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け常温で清潔な場所に保管すること。
- ・損傷の原因となりうる保管方法は避けること。
- ・ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ガデリウス・メディカル株式会社
電話番号：042-769-3221

<製造業者>

アスペン サージカルプロダクツ インク
(Aspen Surgical Products, Inc.)

<製造先国>

アメリカ合衆国