

アルミスプリント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 化学薬品の使用禁止

本品を化学薬品に曝すことは避けること。[腐食や損傷の原因となる]

【形状・構造及び原理等】

本品は、パッド付のタイプとパッドなしのタイプがある。
また、それぞれ長さの違いにより数種類のサイズがある。

（代表例）



フィンガーコット



フィンガープロテクター



フロッグスプリント



ガータースプリント



ベースボールスプリント



パッド付フィンガーストリップ

材質：アルミニウム合金

ポリエチレンフォーム又はポリウレタンフォーム
又はポリエチレンフォーム

【使用目的又は効果】

本品は、損傷した手又は指を固定するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 使用前の準備
 - 1) 本品に歪みや傷がないことを確認すること。
 - 2) 適切な形状およびサイズのものを選択すること。
2. 使用中の操作
 - 1) 患部を本品にのせ、患者に合わせて固定する。

3. 使用後の処置

- 1) 本品は単回使用のため、再使用せずに破棄すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品を使用する際には、きつく固定しすぎないこと。神経障害や血行障害を起こすおそれがある。
- 2) 皮膚が赤みを帯びたり、しびれ感があつたり、腫れ上がった場合には、本品の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温多湿、直射日光、および水濡れを避けて保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売者>
ガデリウス・メディカル株式会社
電話番号：042-769-3221

<製造業者>
Daren Industries, Inc.
<製造先国>
アメリカ合衆国