

クリアビジョンⅡ

＊【形状・構造及び原理等】

＜外観＞

1. 本体

＜前面＞



＜背面＞



2. フットスイッチ



【使用目的又は効果】

本装置は、手術時、硬性鏡のレンズ先端部の洗浄を目的としたシステムである。

【使用方法等】

1. フットスイッチ⑪を本体に接続する。
2. ポンプ部③にイリゲーションチューブを装着する。
3. イリゲーションチューブの一端を生理食塩水のボトルに接続する。
4. イリゲーションチューブの另一端を専用シースに接続する。
5. 逆回転時間調整ノブ②で時間を設定する。
6. 電源スイッチ①を入れる。機器操作はフットスイッチ⑪により行う。

＊【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用に際しては、以下の事項に留意すること。
 - (1) 水がかかる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所、振動・衝撃や強磁界のある場所に設置しないこと。
 - (2) ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所には設置しないこと。
 - (3) 可能性麻酔剤の付近で本品を使用しないこと。
2. 本品の使用後は次の事項に注意すること。
 - (1) 装置の表面を中性洗剤、または殺菌剤を含んだ布で拭いて清掃すること。その際装置の中に洗剤が入らないように注意すること。
 - (2) 清掃後はよく乾燥させること。

＊＊【保管方法及び有効期間等】

1. 水がかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やホコリ、あるいは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動する事を確認すること。
2. 本体の洗浄方法
機器本体が汚れた場合、中性洗剤、または消毒剤を沁みこませた柔らかい布等で清拭すること。ただし、液体が機器内に入らないよう充分注意すること。

＜各部の名称、機能及び動作＞

番号	名称	機能及び動作
①	電源スイッチ	電源入力スイッチ
②	逆回転時間調整ノブ	洗浄後の水切り時間調整ノブ
③	ポンプ部	イリゲーションノブ
④	固定レバー	チューブを固定する
⑤	フットスイッチコネクター	フットスイッチを接続する
⑥	固定ノブ	ロッドに固定する
⑦	ロッドホルダー	ロッドを保持する
⑧	接地線コネクター	接地線接続用コネクター
⑨	電源コードコネクター	電源コードの接続コネクター
⑩	ヒューズホルダー	ヒューズの収納
⑪	フットスイッチ	本品の始動用スイッチ

＜機器の仕様等＞

- ・定格電圧：100-240V
- ・周波数：50/60Hz
- ・電源入力：40VA
- ・ヒューズ：2×T1AL250VA
- ・寸法：203 (W) × 101 (H) × 142 (D) mm
- ・使用環境：10～40℃
- ・保管環境：0～60℃／湿度 5～95％／気圧 500～1080hPa

＊＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 305