

機械器具（58） 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

インプレッションツールII

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

次の患者には使用しないこと。

- ・ 本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者。

**【形状・構造及び原理等】

- ・ 形状・構造

ワキシングスリーブ ワキシングスリーブ用スクリュー



インプレッションポスト



本品の構成部品は、以下のとおりである。

V-198, V-199, V-200, V-201, V-202, V-203, V-204, V-205,
V-401, V-402, V-403, V-404

- ・ 原材料

ステンレス鋼、チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着、固定に用いる器具である。指定の歯科用インプラントの上部構造を製作するために使用する。

【使用方法等】

- (1) 口腔内の指定の歯科用インプラント上で設計計画（印象採得等）を行い、作業模型を製作する。
- (2) 製作した作業模型上にワキシングスリーブをワキシングスリーブ用スクリューで装着、固定し、プレパレーションを完成させる。
- (3) レジン等でアバットメント形態を作製してレジンパターンを完成させる。作業模型よりワキシングスリーブ用スクリューを外し、完成させたレジンパターンを取り外す。
- (4) 補綴物の設計計画に基づき、完成させたレジンパターンより、カスタムアバットメント（CAD/CAM）、ジルコニアアバットメント等の上部構造を完成させる。

**＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) 埋入窩の形成には適切なインストルメントを用いること。
- (2) ドリリングやインプラント体埋入時には、周辺組織への穿孔や損傷に注意すること。
- (3) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- (4) 本品は、未滅菌品である。滅菌が必要な場合、加熱蒸気滅菌（高圧蒸気滅菌等）を行うこと。高圧蒸気滅菌の条件は、飽和蒸気中、121℃、40分以上が推奨される。滅菌器の操作は、滅菌器製造販売業者の指示に従うこと。滅菌前には本品を十分に洗浄し、滅菌後は本品を十分に乾燥させること。

**【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行うこと。
- (2) 埋入したインプラントフィクスチャの太さに適した製品を選択すること。また、上部構造物との関係をきちんと把握しておくこと。
- (3) 本品に落下させるなど強い衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、高湿、直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・ 製造販売業者
株式会社カイマンデンタル
東京都千代田区一番町 8 番地 1 5
TEL 03-3238-7560 FAX 03-3238-7561
- ・ 製造業者
プロスパー株式会社