

アンシラリーツールIII

【禁忌・禁止】

次の患者には使用しないこと。

- ・本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者。

* 【形状・構造及び原理等】

・形状・構造

製品番号	製品名	外観
C12374	Elos アジャスタブルトルクレンチ	
C8381	Elos ハンドピースアダプター	
C8521	Elos 4mm スクエアアダプター	
C8888	Elos アダプターセット（ハンドピース用・4mm スクエア用）	

・原材料

チタン合金、ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる再使用可能な器具であり、歯科用インプラントの配置及び調整に使用する。

** 【使用方法等】

- (1) 使用前、レンチ本体、ヘッド及びアダプタに分解し、高圧蒸気滅菌を行う。
高圧蒸気滅菌の条件は、プレバキューム式で、132℃、4分、又は 134℃、3分が推奨される。
- (2) レンチ本体にヘッド及びアダプタを装着する。
- (3) 必要とするトルク値に設定する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 埋入窩の形成には適切なインスツルメントを用いること。
- (2) ドリリングやインプラント体埋入時には、周辺組織への穿孔や損傷に注意すること。
- (3) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行うこと。
- (2) 劣化又は異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- (3) 落下させるなど本品に強い衝撃を与えないこと。
- (4) 本品は、未滅菌品である。使用前には必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。「使用方法等」に示した滅菌条件は推奨であり、使用する滅菌器の使用方法に従うこと。
- (5) 滅菌前に洗浄を十分に行うこと。
- (6) 滅菌後は完全に乾燥させること。
- (7) 錆防止のため、耐食性の洗浄剤及び消毒剤を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温、高湿、直射日光を避け、清潔な場所に保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

株式会社カイマンデンタル

東京都千代田区一番町 8 番地 15

TEL 03-3238-7560 FAX 03-3238-7561

・製造業者

Elos Medtech Pinol A/S

（エロスメドテックピノール）

デンマーク