

テーパードドリル



【禁忌・禁止】

次の患者には使用しないこと。

- ・本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者。

【形状・構造及び原理等】

- ・形状・構造

製品名	形状	原材料
テーパードパイロットドリル		ステンレス鋼 樹脂系塗料
テーパードソフトボンドドリル		
テーパードデンスボンドドリル		
テーパードショートパイロットドリル		
テーパードショートソフトボンドドリル		
テーパードショートデンスボンドドリル		
テーパードショートクレストルボンドドリル		
MU ボーンプロファイラー		チタン合金
ボーンプロファイラーガイドピン		

【使用目的又は効果】

本品は、適切な速度で回転させ、孔を作製するために用いる手術器械である。

【使用方法等】

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) 事前に診察、検査を行い、適切な治療計画を立案する。
- (2) 未滅菌品につき、使用前に本品の滅菌を行う。
- (3) インプラント埋入プロトコル合ったドリルを選択し操作器具類に接続する。ボーンプロファイラーを使用する場合は、ガイドピンを取り付ける。
- (4) 注水を行いながら、本品を回転させて孔を作製する。ドリルとドリルの間に吸引と洗浄を行い、骨切り部等に付着した破片を除去する。
- (5) 使用後、必ず洗浄、滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行うこと。
- (2) 劣化又は異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- (3) 落下させるなど本品に強い衝撃を与えないこと。
- (4) 本品は、未滅菌品である。口腔内で使用する場合は必ず滅菌を行うこと。
推奨する滅菌条件を以下に示すが、使用する滅菌器の使用方法に従うこと。
プレバキューム式：132℃で 4 分 最低乾燥時間：20 分
重力加圧式：132℃で 15 分 最低乾燥時間：30 分
- (5) 滅菌前に洗浄を十分に行うこと。
- (6) 滅菌後は完全に乾燥させること。
- (7) 錆防止のため、耐食性の洗浄剤及び消毒剤を使用すること。
- (8) 作業部に破損や劣化を認めた場合は使用しないこと。破損や劣化を認めない場合であっても、約 12～20 回で交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温、高湿、直射日光を避け、清潔な場所に保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

株式会社カイマンデンタル

東京都千代田区一番町 8 番地 15

TEL 03-3238-7560 FAX 03-3238-7561

・製造業者

BioHorizons Implant Systems, Inc.

(バイオホライズンズインプラントシステムズ)

米国