

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用カニューレ 38814001

キタザト SHG カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

〈シャフト〉



〈スタイレット〉



2. 原材料

〈シャフト〉

シャフト	シリコーン
	ポリ塩化ビニル (DEHP フリー)
	12 ナイロン
ステンレスチップ	ステンレス SUS304

〈スタイレット〉

オペチュレーター	12 ナイロン
----------	---------

* 【使用目的又は効果】

本品は、診断及び治療のため、内視鏡検査時に人体の自然開口部を通じて薬液又は造影剤を管腔内に送入するカニューレである。本品は滅菌済みであり単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用前点検

- 本品は滅菌済みであり、再使用できません。
- 滅菌パックの点検、本品の外観の点検、作動の点検をしてください。異常が認められたときには使用しないでください。
- 本品を挿入する部位には、十分な消毒を行ってください。

2. カニューレへの挿入

- 本品のコネクター部にシリンジを接続します。
- 診断もしくは治療部位に本品カニューレを挿入します。
- 薬液又は造影剤を静かに送入します。
- カニューレを静かに引き抜いてください。
- 内視鏡で診断もしくは治療を行ってください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 使用前には必ず添付文書をお読みください。
- 手技に精通した術者が本品を使用してください。
- 使用に適さない患者には使用しないでください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 使用直前に開封してください。
- 感染等を防止のため、必ず手袋を着用ください。
- 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められたものに関しては使用しないでください。
- 操作においては、無菌的におこない、細菌等に対する予防措置は十分におこなってください。
- 患者及び本品に過剰な力を加えないでください。予め使用可能かを確認ください。
- 本品に改造はしないでください。
- 使用中は患者状態を常に確認し、異常が見られた場合、使用を中止してください。

2. 使用上の重要な注意

- 人体の自然開口部以外には使用しないでください。
- 内視鏡のチャンネルに汚れが付着しているとカニューレの挿入が困難な場合があります。必ず使用前に内視鏡の状態を確認してください。

* 3. その他の注意

- 本品は滅菌済みです。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。

2. 有効期間・使用の期限

- 製品ラベルに使用期限が記載されています。ご確認ください。

【包装】

個包装 10 本入／箱

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10
TEL:0545-65-7122 FAX:0545-65-7128

製造業者 株式会社北里

** 【お問い合わせ先】

株式会社北里
TEL:0120-457-454 (フリーダイヤル)
FAX:0120-111-471