

類別：器 71 視力矯正用眼鏡

一般的名称：眼鏡（JMDNコード：35065000）

一般医療機器

エッセンバツハ ミニフレーム bifo

（英語表記：miniframe_bifo）

【禁忌・禁止】

本品を使用して太陽やレーザー光、各種光源などの強い光を絶対見ないで下さい。

【操作方法又は使用方法】

使用方法是一般眼鏡に準ずる

【使用上の注意】

- * 直射日光の当る、又は高温環境下に長時間保管したり放置しないでください。
- * レンズが汚れているときは、柔らかい布や市販のレンズクリーナー等で拭き取ってください。
- * シンナーやベンジンなどの化学薬品で拭かないでください。
- * 長時間の連続使用はおやめください。
- * 歩行中路上での使用、目の保護目的などの使用はおやめください。

【貯蔵・保管方法】

- * 常温にて、ケースに収納して保管してください。
- * 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

【包装】

本体と収納ビニールケースを示す



【形状・構造及び原理等】

《材質》

レンズ及びフレーム部は一体成型で、材質はメチル酸重合体を使って独自開発した PXM 樹脂®で製造、またツルはクロムメッキ金属性及びステンレス金属を使用

《構造》

レンズは左右とも々強度であるが、レンズ上部と下部で強度が異なり、上部は 3dpt の強度で下部にはクローズアップレンズが一体型として挿入されている。種類は、下部のクローズアップレンズ強度が 3 種類あり、それぞれツルの色が 4 種類ある

《構成部品》

本体と収納ケース（ビニール製）で構成

《形状》

本体写真



《寸法》

ツル : 長さ 145 mm

レンズ幅 : 幅 135 mm

《ツル色》

ガンメタリック、シャンパンゴールド

レッド、ブルー

【使用目的、効能又は効果】

加齢にともなう遠視傾向の視力補正用で、緊急対応および短時間読書補助用眼鏡として用いる器具。

本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

目視でレンズに傷がないこと、表示が正しいことを確認

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

《製造販売業者》

株式会社エッセンバツハ光学ジャパン

〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-15-4

第二進盛ビル Tel 03-3298-8570

《製造業者》

ESCHENBACH OPTIK GmbH

Schopenhauerstrasse 10, 90409 Nuernberg

F. R. Germany ドイツ