

機械器具 02 医療用照明器
一般医療機器 移動型診療用照明器 36843000
有機 EL デスクスタンド LF-M3Y

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 電氣的定格

定格電源：AC100V,50-60Hz

消費電力：8.8W

3. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅡ機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部

4. 電磁両立性規格(EMC)

本品は、JIS T0601-1-2:2012 に適合している。

5. 原理

有機 EL の発光エネルギーで対象物を照射することにより観察しやすくする。

【使用目的、効能又は効果】

診療用照明器の全ての特性を備える照明器をいう。通常、軽症の診療及び治療時に用いる。ある場所から別の場所へ容易に移動できるよう設計されている。

【品目仕様等】

アーム調整角度：±45°

色温度：約 4000K

有機 EL 照明パネル寿命：12000 時間

照度：約 285lx（照射野からの距離 45cm）

【操作方法又は使用方法等】

1. 照射範囲・照度はアームの角度・有機 EL 照明パネルの角度を変えることで調節する。
2. 調光ダイヤルを回すことで明るさを調整する。

【使用上の注意】

1. 水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないこと。感電または故障の原因となります。
2. 引火性ガスが発生する場所や、熱源近くで使用しないこと。爆発事故の原因となります。

3. 布や紙をかぶせた状態で使用しないこと。発熱または火災の原因となります。
4. 濡れた手で使用しないこと。感電または故障の原因となります。
5. 電源コードを破損するようなことはしないこと。（重いものを乗せる、熱源に近づける、ねじる、束ねる、ステーブルで固定、引っ張るなど）感電または火災の原因となります。
6. 電源コードが傷んだら、（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼下さい。そのまま使用すると、感電または火災の原因となります。
7. 照明用途以外で使用しないこと。
8. 交流 100V を使用すること。
9. 本体に付属の当社指定 AC アダプタを使うこと。
10. 器具に異常が発生した場合は、ただちに AC アダプタを抜くこと。
11. 器具の隙間に、金属類や燃えやすいものを差し込まないこと。感電または火災の原因となります。
12. 分解・改造は行わないこと。感電または火災の原因となります。
13. 日本国内用に設計・販売されているため、電源電圧の異なる国では使用できません。
14. 器具を使用する際には、周りの人や器具に十分注意して使用すること。事故・故障および破損の原因となります。
15. 本製品は屋内用の器具です。屋外での使用はお控えください。
16. 直射日光を避け、指定の使用温度内（0~35℃）でご使用ください。
17. 物の上や不安定な場所に置かないこと。本製品は約 15° 以上の傾斜で転倒の恐れがあります。
18. すべての操作において無理な力をかけたり、急激な操作はしないこと。故障および破損の原因となります。
19. 可動範囲を超えて可動部を動かさないこと。感電または破損の原因となります。
20. 光源部の可動部のすき間に指を入れないこと。怪我の原因となります。
21. 器具にもたれたり物をぶつけたりしないこと。破損の原因となります。
22. 光源を長時間直視しないこと。目の痛みや視覚障害の原因となります。
23. 発光面に必要以上のストレスを加えたり、キズをつけたりしないこと。また、振動を与えたりしないこと。短寿命や破損の原因となります。
24. 消毒剤の使用は最小限にとどめること。また、必ず AC アダプタを抜いて、器具が冷めてからお手入れを行う

こと。(詳細は取扱説明書をご参照ください。)

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避け保管する。

【保守・点検に関わる事項】

1. 照明灯を使用する前には、以下の点について点検し、異常や不備な点があった場合は、すぐに修理・整備すること。
 - 1) 照明灯全般にわたって、正規の部品の破損・欠損やその他異常がないこと。
 - 2) 可動部（調光ダイヤル・アーム・光源部）を持ち、静かに注意しながら動かしてください。
 - ① 回転・動きにムラや雑音がなく、スムーズである。
 - ② 動作確認後、しっかりと静止し、動きが生じない。
 - 3) 照度が低下していないか。
2. 部品の清掃は以下の通りに行ってください。

柔らかいガーゼを良質の中性洗剤の水溶液にひたし、やや固めに絞ったあとに灯体外周面拭いて汚れをとってください。次に、乾いた清潔なガーゼで、軽くかさね拭きをします。

【包装】

1 組/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社タカハタ電子
〒992-0003 山形県米沢市窪田町窪田 1188
TEL 0238-37-3355
製造業者：株式会社タカハタ電子

取扱説明書を必ずご参照ください
