

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 JMDN 70760000

CNエバンス・ナイフ

【販売名】

CNエバンス・ナイフ

【形状、構造及び原理等】

外観

#1



#2



#3



#4



シリコンハンドル



原材料

先端：ステンレス鋼

ハンドル：アルミニウム、シリコンゴム

【使用目的又は効果】

ワックス、石こう、レジン又はセラミックス等を築盛あるいは彫刻形成するために用いる器具。作業を容易にするために、補助的に種々の材料を併用することがある。

【品目使用等】

バリ、破損、傷、ヒビ、曲がり、変形等の異常がないこと。

【使用方法等】

ハンドルを手指で固定し、先端部で歯科用ワックスの軟化、築盛、彫刻、形成を行う。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ②本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③次亜鉛酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロヘキシジン、超酸性水等の機能水、家庭用洗剤は腐食（錆）を起こすおそれがあるので使用しないこと。
- ④洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシ、ヤスリ等の鋼製工具は表面を損傷させるおそれがあるので使用しないこと。
- ⑤破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ⑥破損、事故の原因になるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工を行わないこと。
- ⑦長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑧使用前に汚れ、傷、曲がり、破損等使用目的上支障がないことを確認すること。

2) 重要な基本的注意

本品の使用中に感作またはアレルギー反応があらわれた場合には、直ちに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。
- ・ 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に汚れ、傷、曲がり、破損等異常がないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：0800-600-1180

F A X 番 号：0800-600-1182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：オルモン エンタープライゼス

ORMON ENTERPRISES INC.

国 名：パキスタン