

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN70911000

CNラテックスグローブ(パウダー・フリー) ／ポリマーコーティング処理タイプ

【禁忌・禁止】

- ・本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、ラテックスアレルギーの既往歴のある歯科医療従事者及び患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

形状：本品は左右兼用である。



成分：天然ゴムラテックス

寸法：

サイズ	全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ(mm)		
			袖口	掌部	指先
SS	240 ±5	70～79	0.05 ～0.08	0.07 ～0.10	0.11 ～0.17
S		80～89			
M		90～99			
L		100～109			
LL		110～119			

【使用目的又は効果】

歯科の診療、治療及び処置に用いるゴム製の手袋。

【品目仕様等】

外 観	肉厚は均整で、傷、汚れ、異物混入、その他使用上の欠点がないこと。
寸 法	寸法表のとおりであること。

【使用方法等】

通法に従い手に装着し、アルコール消毒後診療・診察及び処置に使用する。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は使い捨て製品であるので再使用はしないこと。
- ②過去に天然ゴムアレルギーによる発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある者は使用しないこと。
- ③本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が認められた者は使用を中止し専門医の診断を受けること。
- ④破損、汚損、ピンホール等の異常があるものは使用しないこと。
- ⑤本品は、【使用目的】の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

本品は天然ゴムを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合、直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な処置を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：0800-600-1180

F A X 番 号：0800-600-1182

外国製造所：Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd

国 名：マレーシア